Lectores de códigos de barras 1D y 2D lateral

- Este accesorio se fija al lector de códigos de barras 2D mediante un soporte específico y permite leer los códigos de barras laterales de los racks
- Fácil Instalación
- Control y alimentación mediante conexión USB
- Compatible Windows® 10 y 11

Ref.	Descripción	€
779997	Lector de códigos de barras 1D/2D para lector de códigos de barras 2D Cube	**NC -**
779999	Lector de códigos de barras 1D/2D para lector de códigos de barras 2D Mirage	**NC -**



Varillas de recuperación de muestras

- Recuperación de criotubos o microtubos con tapón de rosca con una sola mano
- Ideales para recuperar tubos del centro de un rack
- Compatible con tubos Matrix, Nunc, FluidX, Abgene, Micronic y otros

Ref.	Descripción	€
779943	Varilla de recuperación para criotubos en rack formato SBS	**NC -**
779942	Varilla de recuperación para criotubos con tapón de rosca en criocaja	**NC -**



779943



779942

Selector de tubo Mohawk

- Semiautomático
- Permite la selección de 1 a 6 tubos de una gradilla de 96 tubos
- Lector de códigos de barras 1D integrado
- Software intuitivo: lista de selección de tubos generada manualmente en Excel o a través del software (779944 y 77944F). La lista puede contener tubos de varias gradillas. Cuando se coloca una gradilla en el selector, ésta es reconocida gracias al código de barras 1D y se seleccionan los tubos incluídos en la lista
- La gradilla se escanea y los tubos se seleccionan en segundos
- Puede combinarse con los lectores de códigos de barras 2D Ziath Mirage

Ref.	Descripción	€
779974	Selector de tubo Mohawk	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB