Lectores de tubo individual Scope



- Lector de códigos 1D y 2D
- No requiere software, solo conecte y lea
- Visualización del código en el archivo de su elección (Word, Excel, OneNote...)
- Funciona con PC, tableta, iPad, smartphone
- 2 versiones: cable USB o Bluetooth
- Disponible en versión Bluetooth con una tableta Android Lenovo 10″
- Dim. L x Pr x Al: 59 x 150 x 38 mm
- Peso: 254 g

Ref.	Descripción	€
783959	Lector Scope USB	NC -

Lector de códigos de barras para tubos individuales



- Lectura por infrarrojos de códigos de barras 1D y 2D
- Recogida rápida y precisa de la información de la muestra

Ref.	Descripción	€
011226	Lector de códigos de barras para tubos individuales	NC -

Lector inalámbrico DT300



- Lectura instantánea de códigos de barras Data-Matrix 1D o 2D en tubos o gradillas de formato SBS 24, 48 ó 96
- Recargable mediante conexión USB
- Batería que garantiza un uso continuo de 10 a 12 horas aprox.
- Compatible con iOS, Android y Windows e incorpora una clave Bluetooth que puede conectarse a cualquier ordenador
- Ligero, fácil de transportar y utilizar
- Puede almacenar aprox. 15.000 códigos 2D Data-Matrix y 17.000 códigos 1D

Ref.	Descripción	€
946376	Lector inalámbrico DT300	NC -

Lectores de códigos de barras 2D Eppendorf



Lector de códigos de barras 1D

- Lector de códigos de barras 1D para la lectura lateral de racks SBS, y criocajas
- Se puede fijar al lector de códigos de barras 2D Ref. 934475

Ref.	Descripción	€
934476	Lector de códigos de barras 1D	NC -

Lector de códigos de barras 2D

- Lectura de tubos con código de barras 2D en formato rack SBS, o criobox
- Crioprotección: revestimiento especial para evitar que la condensación de los criotubos interrumpa la lectura
- Ocupa poco espacio
- Conexión PC mediante USB
- Compatible : Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Exportación de datos en formato TXT, JSON, XML e imagen
- Documentación (certificado, etc.) sobre los tubos disponible a través del sitio web de Eppendorf en función de los códigos de los criotubos
- Transferencia de datos automatizada al software de gestión de muestras (por ejemplo, Eppendorf eLABInventory)
- eLABJournal disponible a través del sitio web de Eppendorf: una solución intuitiva y flexible para documentar la investigación y hacer un seguimiento de los datos de investigación y rastrear datos de investigación como los procesos de flujo de trabajo en los que se utiliza el congelador ULT

Ref.	Descripción	€
934475	Lector Rackscan de códigos de barras 2D con software Rackscan analyzer	NC -