Lector Visionmate High Speed

- Lee una gradilla en menos de 1 segundo
- Incluye un lector de códigos de barras 1D magnético
- Software con varias opciones para exportar datos a un LIMS, ELN o base de datos
- Alimentación mediante conexión USB
- Sistema personalizable de LED que cambian de color para ofrecer información instantánea sobre la lectura que se acaba de realizar (lecturas correctas, errores de orientación de la gradilla, errores de código de gradilla y número inesperado de tubos)
- Certificado IP66, apto para uso en salas blancas

Ref.	Descripción	€
446889	Lector Visionmate High Speed	**NC -**



Lector VisionMate ST 2D barcode reader

- Lector de tubos individuales para leer códigos 2D
- Conexión por USB
- Lee todos los tubos con códigos de barras 2D de alto contraste
- Entregado con software, instalación por el fabricante (sólo en territorio francés)

Ref.	Descripción	€
446510	Lector de códigos de barras 2D VisionMate ST 2D para tubo	**NC -**



Lector de códigos de barras Cryo.S™ Bio-One

- Tiempo de descodificación : 8 a 10 segundos por gradilla
- Tratamiento anticondensación: para la lectura de tubos y gradillas congeladas
- Posibilidad de activar o desactivar el control de la temperatura interna durante la exposición de muestras congeladas
- Se suministra con software para la lectura de un tubo o una gradilla de tubos con código de barras 2D, cable de alimentación, cable USB, instrucciones de uso
- Función one touch para la activación de la lectura del código de barras
- Adecuado para gradillas de formato SLAS/ANSI estándar (48 y 96 canales)
- Función de escaneado monotubo
- Pulsador para iniciar cómodamente el proceso de escaneado de la gradilla

Ref.	Descripción	Dimensiones L x an x al (mm)	€
849070	Lector de códigos de barras Cryo.S™	310 x 195 x 70	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB