Taponadora / destaponadora de 8 tubos con tapón de rosca



- Permite taponar/destaponar 8 tubos a la vez
- Para zurdos y diestros
- Evita el desperdicio y aumenta la longevidad de las muestras

Ref.	Descripción	€
446526	Taponadora / destaponadora de 8 canales para tubos MATRIX	NC -
446527	Taponadora / destaponadora de 8 canales para tubos NUNC	NC -

Herramientas de extracción de tapón



- Para retirar los tapones septum
- 1 a 8 tubos en una sola operación

Ref.	Descripción	€
446048	Herramienta de extracción de tapones SepraSeal	NC -

Taponadora / destaponadora Capit-All et Capit-All IS



Capit-All 96 tubos

- Permite taponar/destaponar 96 tubos a la vez
- Evita los errores de manipulación
- Versión Capit-all IS que puede integrarse en el autómata
- Modelo 446528 y 446529 : 10 segundos por ciclo
- Modelo 446531 : 15 segundos por ciclo

Ref.	Descripción	€
446528	Taponadora / destaponadora Capit-All 96 tubos MATRIX	NC -
446529	Taponadora / destaponadora Capit-All 96 tubos NUNC	NC -
446531	Taponadora / destaponadora Capit-All IS integrable a robot 96 tubos MATRIX	NC -

Capit-All 48 tubos

- Permite taponar/destaponar 48 tubos a la vez

Ref.	Descripción	€
446530	Taponadora / destaponadora Capit-All 48 tubos NUNC	NC -

Taponadora/destaponadora semiautomática Aperio



- Para tubos con rosca interna o externa
- Diseñado para campanas de flujo laminar
- Fácil de usar
- Platina con dos posiciones: destape los tubos por columnas, a continuación deposite los tapones en el soporte dedicado

Modelo	Aperio 4	Aperio 6		Aperio 8	
Rack	Rack SBS formato 24	Rack SBS formato 48		Rack SBS formato 96	
De rosca	Interna	Interna	Externa	Interna	Externa
Ref.	783975	783974	783973	783971	783972
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Taponadora/destaponadora automática IntelliXcap



+ productos en nuestras WEB

Visiten nuestras WEB

Astucia
Presupuesto sobre pedido

- Taponadora / destaponadora universal para tubos con tapón de rosca en rack SBS 24, 48 ó 96
- Funciona en modo autónomo o puede integrarse y controlarse en una plataforma robótica
- Desenrosca una gradilla de 96 tubos en 20 segundos
- Ocupa poco espacio