Taponadora/destaponadora semiautomática 8 canales

- Compatible con todos los tubos Azenta SBS
- Destapa una columna en menos de 4 segundos; tapa/destapa una gradilla de 96 tubos en menos de 90 segundos
- Todos los tapones se enroscan con la misma fuerza para crear un sellado perfecto
- Funciona con pilas o con la red eléctrica
- Autonomía de la batería que permite tapar y destapar 40 racks
- Estación de base para una manipulación sin contaminación
- Un solo botón para tapar, destapar y expulsar
- Cartuchos rápidamente intercambiables para tapón de rosca interior/exterior

Incluye :

+ taponadora/destaponadora semiautomática,
+ estación de base,
+ cable de alimentación,
+ manual de uso,
+ cartuchos para rosca interior y exterior, formato 96-SBS



NUEVO

Visiten nuestras WEB


Ref.	Descripción	€
830415	Taponadora/destaponadora semiautomática 8 canales	NC -

Aplicador de alfombrilla Mat Capper

Aplicador de alfombrilla para placas de almacenamiento.

- Fácil de usar con alfombrilla de EVA o silicona
- Para placas de almacenamiento de polipropileno bajas o altas (Deepwell)
- Requiere poca presión
- Reduce los TME
- Placa multifuncional universal

Ref.	Descripción	€
058095	Aplicador de alfombrilla de tapones Mat Capper	NC -



Tubos de transferencia de estándar de 0,65 ml y 1,2 ml en gradilla ABgene®

- Fabricado en polipropileno virgen (sin lixiviación)
- Volumen : 0,65 ml y 1,2 ml
- Todos los racks están disponibles con código de barras
- Especialmente adaptadas a las tareas de Screening y a las aplicaciones robotizadas
- Compatibles con pipetas multicanal
- Presentadas sobre gradilla de 96 pocillos con índice alfanumérico
- Resisten hasta -180 °C

Los tubos se suministran :

+ sin tapón ;
+ con tapón de septum Multisip™ (para uso robótico).




Tubos de transferencia estándar

Ref.	Volumen	Presentación	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
016892	0,65 ml	Rack	No	10 x 96	NC -
016414	1,2 ml	Rack	No	10 x 96	NC -

Tapones

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016129	Tira de 8 tapones	120 x 8	NC -
016560	Tapones individuales	960	NC -
016544	Bandeja de 96 tapones septum	10 x 96	NC -
017225	Alfombrilla de tapones SmartCap	10 x 96	NC -



1,2 ml Rack



0,65 ml Rack

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB