Tubos de transferencia con tapón septum Matrix

- Fondo redondo
- De polipropileno autoclavables
- Resistentes a temperaturas de - 80 ° a 120 °C
- Sueltos, Latch rack ó Snap rack

Racks "Latch rack"

- Compatibles con los autómatas
- Formato SBS
- Fondo abierto para ventilación y refrigeración para una recuperación más rápida de la temperatura
- Tapa de seguridad utilizable en robótica ; para el envío, la tapa queda bien cerrada ; en uso manual, la tapa se mantiene abierta por las bisagras

Racks "Snap rack"

- Tubos con cierre de encaje a presión, que evita el riesgo de derrame
- Compatibles con los autómatas
- Tapa de seguridad para el envío y el almacenamiento

Tipo	Marcado	Estéril	Unid./ cartón	Tubos 750 µl		Tubos 1,4 ml	
				Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
Sueltos	-	No	1000	**446015**	**NC -**	**446020**	**NC -**
En Latch rack	-	No	10 x 96	**446016**	**NC -**	**446023**	**NC -**
En Latch rack	-	Sí	10 x 96	**446017**	**NC -**	**446024**	**NC -**
En Latch rack	Alfanumérico	No	10 x 96	**446018**	**NC -**	**446029**	**NC -**
En Latch rack	Alfanumérico	Sí	10 x 96	**446019**	**NC -**	-	-
Snap rack	Alfanumérico	No	10 x 96	-	-	**446027**	**NC -**
Snap rack	Alfanumérico	Sí	10 x 96	-	-	**446028**	**NC -**
Recambio	-	No	10 x 96	-	-	**446025**	**NC -**
Recambio	-	Sí	10 x 96	-	-	**446026**	**NC -**
Recambio	Alfanumérico	No	10 x 96	-	-	**446031**	**NC -**

Racks vacíos

Ref.	Descripción	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
446443	Latch rack para tubos de 0,75 ml	No	10	**NC -**
056794	Latch rack para 48 tubos de 1 ó 2 ml	No	10	**NC -**
446033	Latch rack para tubos de 1,4 ml	No	10	**NC -**
446034	Snap rack para tubos de 1,4 ml	No	10	**NC -**
056795	Latch rack para 48 tubos de 3,6 - 5 ml	No	10	**NC -**





Sistemas de Cierre

+ Tapones Sepraseal individuales en alfombrilla
+ Alfombrilla de tapones Cap Mat
+ Tiras de tapones



+ Tapones Sepraseal individuales en alfombrilla

Trans.	Rojo	Amarillo	Azul	Verde	Rosa	Violeta	Gris	€/caja de 96 x 10
Tapones individuales de Sepraseal en alfombrillas no estériles								
446045	**446481**	**446482**	**446483**	**446484**	-	**446486**	**446487**	**NC -**
Tapones Sepraseal individuales en alfombrilla estériles								
446046	**446488**	**446489**	**446490**	**446491**	-	**446493**	**446494**	**NC -**
Tapones Sepraseal individuales en alfombrilla preperforados, no estériles								
446047	**446495**	**446496**	**446497**	**446498**	-	**446500**	**446501**	**NC -**
Tapones Sepraseal individuales en alfombrilla preperforados estériles								
446453	**446502**	**446503**	**446504**	**446505**	-	-	**446508**	**NC -**
Accesorio								
446048	Herramienta de extracción de tapones (caja de 1)							**NC -**

Alfombrillas y Tiras de tapones



Alfombrilla de tapones Cap Mat

Ref.	Cap Mat para	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
446052	Tubo 0,75 ml y 1,4 ml en Latch racks	No	100	**NC -**
446053	Tubo 0,75 ml y 1,4 ml en Latch racks	No	10	**NC -**
446054	Tubo 0,75 ml y 1,4 ml en Latch racks	Sí	10	**NC -**

Tiras de tapones

Ref.	Tipo	Estéril	€ la caja de 240
446055	Tapón separable	No	**NC -**
446056	Tapón separable	Sí	**NC -**
446057	Tapón no separable	No	**NC -**
446058	Tapón no separable	Sí	**NC -**