
Tubos de transferencia de 0,65 ml y 1,2 ml en gradilla Hitplate



Rack 96 tubos en estándar SBS

- De polipropileno autoclavable
- Tapa de seguridad transparente
- Apilable
- Un marco soporte mantiene los tubos en los rack y evita cualquier salida accidental de un tubo

Tubos 0,65 ml ó 1,2 ml

- De polipropileno , autoclavables
- Disponible en 3 versiones: : tubos simples, tiras de 8 tubos o tubos simples con fondo con marcado alfanumérico impreso

Ref.	Tipo	Volumen (ml)	Presentación de tubos	Marco soporte	Marcado alfanumérico de los tubos	Unid./ caja	€/ caja
606101	Individual	0,65	Sueltas	-	No	960	**NC -**
606100	Individual	0,65	Rack	No	No	10 x 96	**NC -**
606300	Individual	0,65	Rack	Sí	No	10 x 96	**NC -**
606400	Individual	0,65	Rack	No	Sí	10 x 96	**NC -**
606500	Individual	0,65	Rack	Sí	Sí	10 x 96	**NC -**
606900	Individual	0,65	Recambio	Sí	No	50 x 96	**NC -**
606800	Individual	0,65	Recambio	Sí	Sí	50 x 96	**NC -**
606250	Tira de 8	0,65	Sueltas	-	No	120 x 8	**NC -**
606200	Tira de 8	0,65	Rack	No	No	10 x 96	**NC -**
605101	Individual	1,2	Sueltas	-	No	960	**NC -**
605100	Individual	1,2	Rack	No	No	10 x 96	**NC -**
605300	Individual	1,2	Rack	Sí	No	10 x 96	**NC -**
605400	Individual	1,2	Rack	No	Sí	10 x 96	**NC -**
004410M	Individual	1,2	Rack	Sí	Sí	10 x 96	**NC -**
605900	Individual	1,2	Recambio	Sí	No	50 x 96	**NC -**
605800	Individual	1,2	Recambio	Sí	Sí	50 x 96	**NC -**
605250	Tira de 8	1,2	Sueltas	-	No	120 x 8	**NC -**
605200	Tira de 8	1,2	Rack	No	No	10 x 96	**NC -**
606110	Rack con tapa para tubos de 0,65 ml (L x An x Al = 127,3 x 85,2 x 41,5 mm (Al = 20,3 mm sin tapa)					10	**NC -**
605110	Rack con tapa para tubos de 1,2 ml					10	**NC -**
606115	Tira de 8 tapones					120 x 8	**NC -**
900300	Hojas de sellado de aluminio					100	**NC -**

Tubos de almacenamiento y transferencia Biotubos

Tubos de polipropileno de 1,2 ml para almacenamiento y transferencia. Individuales o en tiras de 8, sueltos o en un rack de 96 en formato de microplaca.



- Racks autoclavables más de 100 veces
- Código de colores en el rack
- Congelables a -80 °C
- Tapa
- Índice alfanumérico
- ø x al del tubo (mm) : 8,8 x 45 mm
- Bandeja interna extraíble de la caja

Tubos sueltos 1,2 ml

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
039116	Tubos sueltos	960	**NC -**
039117	Tubos de baja adsorción de superficie	960	**NC -**
039119	Tira de 8 tubos, suelta	120 x 8	**NC -**
039120	Tira de 8 tapones, suelta	120 x 8	**NC -**

Tubos en gradillas de 1,2 ml

Color rack	Azul	Verde	Rojo	Amarillo	Unid./ caja	€/ caja
Gradilla de 96 tubos individuales	**039100**	**039101**	**039102**	**039103**	10 x 96	**NC -**
Gradilla de 96 tubos individuales, estéril	**039104**	**039105**	**039106**	**039107**	10 x 96	**NC -**
Gradilla de 96 tubos en tiras de 8	**039108**	**039109**	**039110**	**039111**	10 x 96	**NC -**
Gradilla de 96 tubos en tiras de 8, estéril	**039112**	**039113**	**039114**	**039115**	10 x 96	**NC -**

Tubos de almacenamiento para robótica



- Rack de 96 tubos 1,2 ml
- De polipropileno
- Especialmente diseñado para la robótica
- También es ideal para las pipetas multicanal
- Una versión especial "Low Profile" permite adaptar la estantería a equipos limitados a la altura de un bloque de almacenamiento (placa Deepwell)
- Portada con índice alfanumérico
- ø x al tubos : 8,8 x 45 mm

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
039121	Gradilla de 96 tubos individuales	10 x 96	**NC -**
039122	Gradilla de 96 tubos individuales, estériles	10 x 96	**NC -**
039123	Gradilla de 12 tiras de 8 tubos	10 x 96	**NC -**
039124	Gradilla de 12 tiras de 8 tubos, estériles	10 x 96	**NC -**