Tubos de transferencia de 0,65 ml, 1,1 ml y 2,2 ml individual o en tiras

- Tubos en bolsa o gradillas con la configuración de una placa 96 pocillos
- En tubos individuales o en tiras de 8 o 12 tubos
- Microtubos de polipropileno
- Tapones de polietileno, en tiras de 8 o 12
- Adsorción específica de proteínas inferior
- Excelente resistencia a los agentes químicos (disolventes orgánicos, DMSO, etanol, metanol) y a las temperaturas extremas
- Para el almacenamiento hasta -80 °C
- Formato SBS
- Autoclavables (únicamente los tubos)



Tubos

Volumen	0,65 ml			1,1 ml		
Presentación	Sueltas	En gradilla		Sueltas	En gradilla	
Tipo	Tira de 8 tubos	Tubo indiv.	Tira de 8 tubos	Tiras de 8 tubos	Tira de 8 tubos	Tira de 12 tubos
Estéril	No	Sí	Sí	No	No	No
Unid./ bolsa	120 tiras	96	12 tiras	120 tiras	12 tiras	8 tiras
Unid./caja	5 x 120	10 x 96	10 x 12	120	10 x 12	10 x 8
Ref.	**104443**	**104426**	**104445**	**104408**	**104412**	**104447**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

PlugMats

Ref.	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
104453	No	10	**NC -**

Tubos de transferencia 1,2 ml

Tubos de transferencia 1,2 ml de polipropileno. Diseñado para aplicaciones de RIA, EIA, PCR, control de calidad, banco de sangre o transporte de muestras.

3 posibles presentaciones:

+ sueltos (en bolsas) ;
+ en gradillas;
+ sistema de recarga : placa de 96 tubos, se carga con un giro de muñeca sobre las gradillas compactas o robóticas. Económico!
+ gradilla estándar para laboratorio con tapa fijadora y hoja de identificación.



Sueltas	**077210**
€ 1000 unid.	**NC -**
En gradilla «robótica»	**077213**
€ 960 unid.	**NC -**
En gradilla «robótica» estéril	**077214B**
€ 960 unid.	**NC -**

Tiras de 8 tapones

Ref.	Descripción	€ 120 unid.
077226	Tira de 8 tapones	**NC -**
077227	Tira de 8 tapones estériles	**NC -**

- Cierre por tira de tapones
- Con o sin superficie de inscripción en el tubo de 1,2 ml
- Todos los tubos y gradillas son autoclavables
- Marcado alfanumérico en el rack

Bloques de almacenamiento de tubos cuadrados

Gradillas de 96 tubos cuadrados de polipropileno con fondo redondo. Volumen : 2,2 ml.

- Ideal para la robótica, congelable hasta -30°C
- Versión de baja adsorción de superficie para trabajar con proteínas y ácidos nucleicos
- Tapa de bisagra



Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
039127	Gradilla de 96 tubos cuadrados	10 x 96	**NC -**
039128	Gradilla de 96 tubos cuadrados, estériles	10 x 96	**NC -**
039129	Tubos cuadrados, sueltos	4800	**NC -**
039130	Tubos cuadrados de baja adsorción, sueltos	4800	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB