Pipetas cortas de vidrio de un solo uso

- De vidrio borosilicato Pyrex
- Estériles
- Algodonadas
- Tamaño compacto: ideal para trabajos en campana
- Graduaciones fáciles de leer

Ref.	Vol. (ml)	Long. aprox. (mm)	Intervalo graduaciones (ml)	Envase interior	Unid./ caja	€/ caja
041247	1	220	0,01	Individual	250	**NC -**
041248	5	220	0,1	Individual	200	**NC -**
041249	10	224	0,2	Individual	200	**NC -**
041250	25	270	0,2	Individual	200	**NC -**
041306	1	220	0,01	20	500	**NC -**
041310	50	358	0,5	5	50	**NC -**



Pipetas aforadas de vidrio BRAND

Pipetas de vidrio sodocálcico AR-Glas®, DIN 12690. Clase B ó AS.

- Marcaje marrón (clase B) o azul (clase AS)
- Uno o dos aforos
- Muy alta precisión

		1 aforo, clase B			1 aforo, clase AS			2 aforos, clase AS		
Volumen (ml)	Longitud (mm)	Ref.	Tolerancia (± ml)	€	Ref.	Tolerancia (± ml)	€	Ref.	Tolerancia (± ml)	€
0,5	300	**090559**	0,007	**NC -**	**090570**	0,005	**NC -**	**090589**	0,005	**NC -**
1	300	-	-	-	**090571**	0,008	**NC -**	**090590**	0,008	**NC -**
2	330	-	-	-	**090572**	0,010	**NC -**	**090591**	0,010	**NC -**
2,5	330	-	-	-	**090573**	0,010	**NC -**	-	-	-
3	330	**090562**	0,015	**NC -**	**090574**	0,010	**NC -**	**090592**	0,010	**NC -**
4	400	-	-	-	**090575**	0,015	**NC -**	-	-	-
5	400	-	-	-	**090576**	0,015	**NC -**	**090593**	0,015	**NC -**
6	400	-	-	-	**090577**	0,015	**NC -**	-	-	-
7	400	-	-	-	**090578**	0,015	**NC -**	-	-	-
8	440	-	-	-	**090579**	0,02	**NC -**	-	-	-
9	440	-	-	-	**090580**	0,02	**NC -**	-	-	-
10	440	-	-	-	**090581**	0,02	**NC -**	**090594**	0,02	**NC -**
15	510	-	-	-	**090582**	0,03	**NC -**	**090595**	0,03	**NC -**
20	510	-	-	-	**090583**	0,03	**NC -**	**090596**	0,03	**NC -**
25	520	-	-	-	**090584**	0,03	**NC -**	**090597**	0,03	**NC -**
30	520	-	-	-	**090585**	0,03	**NC -**	-	-	-
40	540	-	-	-	**090586**	0,05	**NC -**	-	-	-
50	540	-	-	-	**090587**	0,05	**NC -**	**090598**	0,05	**NC -**
100	585	-	-	-	**090588**	0,08	**NC -**	-	-	-



Pipetas graduadas de precisión de vidrio BRAND

Pipetas de vidrio sodocálcico AR-Glas®, DIN 12697. Clase AS. Muy alta precisión (conforme).

- Graduación esmaltada en azul
- Vertido parcial (graduación 0 a 10 ml + la punta) ó vertido total (graduación 0 a 10 ml hasta la punta)
- Cero arriba

			Vertido total			Vertido parcial	
Volumen (ml)	Graduación (ml)	Longitud (mm)	Ref.	Tolerancia (± ml)	€	Ref.	€
0,5	0,01	360	**090599**	0,006	**NC -**	**090611B**	**NC -**
1	0,01	360	**090600**	0,007	**NC -**	**090612**	**NC -**
1	0,10	360	**090601**	0,007	**NC -**	-	-
2	0,01	360	**090602**	0,010	**NC -**	**090613**	**NC -**
2	0,02	360	**090603**	0,010	**NC -**	**090614**	**NC -**
2	0,10	360	**090604**	0,010	**NC -**	-	-
5	0,05	360	**090605**	0,030	**NC -**	**090615**	**NC -**
5	0,10	360	**090606**	0,030	**NC -**	-	-
10	0,10	360	**090607**	0,05	**NC -**	**090616**	**NC -**
20	0,10	360	**090608**	0,1	**NC -**	-	-
25	0,10	450	**090609**	0,1	**NC -**	**090617**	**NC -**
50	0,50	450	**090610**	0,2	**NC -**	-	-



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB