Estante para pipetas



Soporte para pipetas de poliestireno o de vidrio.

- Con 4 estantes inclinados para 4 volúmenes de pipetas
- Capacidad: hasta 94 pipetas
- Se fija a la pared
- De ABS con superficie magnetizada
- Dim. : 290 x 85 x 410 mm

Ref.	Descripción	€
037618	Estante azul para 94 pipetas	NC -

Gradilla vertical para pipetas



- Hasta 8 pipetas con un diámetro inferior a 10 mm y más de 8 pipetas con un diámetro inferior a 15 mm
- De polipropileno
- Base provista de agujeros para el drenaje

Ref.	Descripción	€
391521	Gradilla vertical para pipetas, 200 x 75 x 150 mm (L x An x Al)	NC -


Soporte para 94 pipetas



- De polipropileno
- Soporte rodante
- Para 94 pipetas
- ø x al : 230 x 470 m

Ref.	Descripción	€
391522	Soporte para 94 pipetas	NC -

Gradilla vertical para pipetas



Gradilla para el almacenamiento vertical de 50 pipetas (5 x 10). La bandeja inferior evita el contacto de a pipeta con la mesa de laboratorio.

- Asa de transporte
- De polipropileno autoclavable
- ø de los orificios : 16 mm
- L x An x Al : 213 x 114 x 232 mm


Ref.	Descripción	€
085898	Gradilla para 50 pipetas de hasta 25 ml	NC -

Soporte inclinado de plexiglás para 6 pipetas



Ref.	Descripción	€
065231	Gradilla inclinada plexiglás para 6 pipetas	NC -

Estante para pipetas



- Apilable horizontal o verticalmente
- En 3 tonos de azul transparentes
- L x An x Al : 301 x 100 x 127,5 mm

Ref.	Descripción	€
037984	Estante para pipetas	NC -