Rack para pipetas



- De acrílico azul
- L x An x Al (mm) : 292 x 89 x 401

Ref.	Descripción	€
141377	Rack para pipetas	NC -

Cajas de esterilización para pipetas



- Para la esterilización en autoclave de pipetas de vidrio y pipetas Pasteur
- De aluminio con revestimiento interno de silicona
- Profundidad x altura : 65 x 65 mm

Ref.	Longitud (mm)	Compatibilidad	€
041300	150 - 240	Pipetas Pasteur de hasta 170 mm	NC -
041301	230 - 320	Pipetas Pasteur 230 mm	NC -
041302	310 - 400	Pipetas graduadas graduado de hasta 20 ml	NC -
041303	310 - 450	Pipetas graduadas de 20 a 50 ml	NC -


Pipet Pump





Pipeteador económico manual para todas las pipetas de 0,2 ml a 25 ml. Mediante el simple accionamiento de la rueda de ajuste lateral, la Pipet Pump aspira el volumen y lo dispensa. La Pipet Pump Plus cuenta con una palanca de distribución más rápida y de expulsión de la última gota de la pipeta.

	Pipet Pump estándar		Pipet Pump Plus	
Volumen (ml)	Ref.	€	Ref.	€
0,2	060601	NC -	-	-
2	060602	NC -	045862	NC -
10	060603	NC -	045863	NC -
25	060604	NC -	045864	NC -



Pipet-Pump III

- Con rueda de ajuste que permite pipetear o distribuir el líquido de manera regular
- Disponible en 3 tamaños: para pipetas de 2, 10 y 25 ml
- Para pipetas de vidrio o de plástico
- Resistente a álcalis, ácidos y disolventes
- Fácilmente desmontable para la limpieza
- Dos modelos: con tecla de «distribución rápida» o sin ella

Pipet-Pump III				Pipet-Pump III dispensación rápida			
Ref.	Para pipetas	Color	€	Ref.	Para pipetas	Color	€
085012	2 ml	Azul	NC -	085009	2 ml	Azul	NC -
085013	10 ml	Verde	NC -	085010	10 ml	Verde	NC -
085014	25 ml	Rojo	NC -	085011	25 ml	Rojo	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB