Peras de pipeteado y tetinas de caucho para la toma de muestras



Peras de pipeteado

- De caucho natural
- Con 3 válvulas
- Pera universal: barra larga, para un pipeteado de hasta 100 ml
- Para pipetas de vidrio y plástico
- Pera estándar: barra corta, para un pipeteado de hasta 10 ml

Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Negro	€
Peras universales	**090270**	**090298**	**092021**	**092022**	**092027**	**NC -**
Peras estándar	**090288**	**092023**	**092024**	**092025**	**092026**	**NC -**

Pera de pipeteado Flip

- De caucho natural
- Válvula de drenaje automática
- Para pipeteado de hasta 100 ml
- Color rojo

Ref.	Descripción	€
090289	Pera de pipeteado Flip	**NC -**

Peras de muestreo de goma roja



Ref.	Vol. (ml)	Largo (mm)	Ø (mm)	Apertura (mm)	€
037763	15	56	34	4	**NC -**
037764	30	66	46	6	**NC -**
037765	60	80	54	6	**NC -**
037766	150	103	73	6	**NC -**

Tetinas para la toma de muestras



Tetinas de silicona de colores

Volumen (ml)	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Natural	Unid./ caja	€/ caja
1	**910627**	-	**910626**	**910625**	**910624**	10	**NC -**
2	**910632**	**910630**	**910631**	**910629**	**910628**	5	**NC -**

