Pipeteadores

Pipeteadores para todas las pipetas aforadas y graduadas de 0,1 a 200 ml.

- Aspiración: una vez comprimida la pera, el accionamiento de la palanca permite la aspiración del líquido, controlando fácilmente la velocidad
- Dispensación: el líquido sale bajando la palanca
- Purga: pulsando el botón de caucho, se expulsan las últimas gotas (menisco) de la pipeta

Azul	Rosa	Verde	Gris	€
092475	**092476**	**092474**	**092473**	**NC -**





Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
092480	Membrana filtrante 3 µm (PP, PTFE), no esterilizada	1	**NC -**
042350	Membrana filtrante 3 µm (PP, PTFE), no esterilizada	10	**NC -**
092379	Adaptador (silicona), 44 mm de long.	1	**NC -**
092478	Caja para el adaptador (PP), 49 mm de long.	1	**NC -**
092479	Pera de aspiración (silicona), anillo de rosca (PP)	1	**NC -**
092481	Sistema de válvulas (PP, PTFE, silicona)	1	**NC -**

Pipeteador azul

- Dimensiones (mm) : 230 x 54 x 54
- Asa ergonómica
- Compatible con pipetas serológicas, de plástico o de vidrio, de 1 a 100 ml
- Control de la velocidad de aspiración/distribución mediante una barra en T
- 2 puntas adicionales (verde y azul) incluidas
- Filtro hidrófobo de 45 µm
- La punta de PP y el adaptador de silicona son autoclavables

Ref.	Descripción	€
320554	Pipeteador azul	**NC -**





Auxiliares de pipeteo

- Cómodos y fáciles de usar
- Control preciso del pipeteado
- Robustos y ligeros
- Fácil mantenimiento
- Apto para pipetas volumétricas y graduadas, de vidrio o plástico, de 0,1 a 100 ml
- Filtro de recambio 3 µm reemplazable

Color	Azul	Verde	Amarillo	€
Ref.	**861000B**	**861002B**	**861003B**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
861005	Filtro 3 µm de recambio	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB