Pipeteador ClearLine®



- Para pipetas de plástico y vidrio de 0,5 a 100 ml
- Ligero, diseño ergonómico
- Velocidades de aspiración y de distribución ajustables
- Boquilla autoclavable a 121 °C

Entregado con :

+ base de carga ;
+ filtro de PTFE 0,2 µm ;
+ batería Ni-MH AA 1300 mAh 2,4 V ;
+ soporte de pared.

Nuestra Selección

Ref.	Descripción	€
060863	Pipeteador ClearLine®	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
060873	Boquilla de reemplazo	NC -
060874	Boquilla de silicón porta pipeta	NC -
257151	Filtro hidrófobo PTFE 0,2 µm (5 unid.)	NC -
060877	Junta conector	NC -
060878	Estación de carga	NC -
257211	Filtro de jeringa estéril PFTE 0,22 µm, 33 mm (50 unid.)	NC -
257213	Filtro de jeringa estéril PFTE 0,45 µm, 33 mm (50 unid.)	NC -

Pipeteador Stripettor Ultra Corning



Ref. 0004998 - Soporte de carga de 3 posiciones



- Ergonómico
- Compatible con pipetas de plástico y vidrio de 0,5 a 100 ml
- Se entrega con 3 filtros de 0, 2µm, 3 boquillas, soporte de pared, cargador y soporte de carga de 3 posiciones

Ref.	Descripción	€
004099	Pipeteador Stripettor Ultra Corning	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
004991	Filtro hidrófobo PTFE 0,2 µm (5 unid.)	NC -
004992	Filtro hidrófobo PTFE 0,45 µm (5 unid.)	NC -
004993	Cono de fijación de silicona	NC -
004997	Juego de puntas de colores (naranja, amarillo, verde, rojo)	NC -
0004998	Soporte de carga de 3 posiciones	NC -

Pipeteador Controller Falcon®



- Ligero, diseño ergonómico para un confort excepcional
- Apto para pipetas de 1 ml a 100 ml
- Pantalla LCD para una visualización rápida del indicador de carga y la selección de velocidad
- Entregado con base de carga, cargador universal, 3 baterías, 2 filtros 0,2 µm y 2 filtros 0,45 µm

Ref.	Descripción	€
357469	Pipeteador Controller Falcon®	NC -

Filtros de recambio

Ref.	Descripción	€
357472	Filtro PTFE hidrófobo 0,2 µm	NC -
357473	Filtro PTFE hidrófobo 0,45 µm	NC -

Pipeteador MaxiPette Sapphire



- Diseño ergonómico para facilitar el pipeteado
- Control de velocidad variable
- Sin cables y recargable
- Autonomía hasta 8 horas continuas
- Se entrega con cargador, soporte, filtro adicional y batería de litio de recambio

Ref.	Descripción	€
847070	Pipeteador MaxiPette Sapphire	NC -