Pipeteador BasicPipette

- Pipeteador universal en batería 9 V (sin cables)
- Para todas las pipetas de 1 ml a 100 ml
- Velocidad variable
- Expulsión del líquido por gravedad o por empuje
- Batería recargable
- Plástico resistente a los UV

Ref.	Descripción	€
888100	Pipeteador Basic Pipette	NC -



Pipeteador Midi Plus

- Recargable, sin cables, ligero
- Se puede utilizar con todas las pipetas de plástico y de vidrio de 1 a 100 ml gracias a los conectores intercambiables
- Se puede utilizar con las pipetas Pasteur
- Se puede utilizar con las puntas Proline 5 y 10 ml
- Regulación lineal de la velocidad
- Ajuste de la velocidad pulsando los botones de control
- Soporte desplegable integrado

Ref.	Descripción	Unid. de venta	€
710931	Pipeteador Midi Plus	1	NC -
070955	Filtro de recambio no estéril 0,45 µm (filtro hidrófobo autoclavable)	5	NC -
070956B	Filtro de recambio estéril 0,2 µm	5	NC -
070952	Adaptador de silicona + boquilla de cono 5 ml	1	NC -
070953	Adaptador de silicona + boquilla de cono 10 ml	1	NC -



Pipeteador Levo Plus

- Para todas las pipetas de 1 a 100 ml
- Velocidad regulable
- Duración de la batería : 8 horas
- Pantalla LCD con indicación del nivel de batería y velocidad programada
- Entregado con adaptador y soporte de pared

Ref.	Descripción	€
861051B	Pipeteador Levo Plus	NC -



Pipeteador manual RF 1000

- Con mango de aspiración en forma de pera
- Para todas las pipetas de 1 a 100 ml
- Con filtro hidrófobo de 0,45 µm
- Boquilla de polipropileno autoclavable
- Caja de ABS, pera de silicona
- Dimensiones : 180 x 45 x 120 mm
- Incluye filtro y soporte magnético que se monta sobre el soporte imantado o se fija a la pared

Ref.	Descripción	€
037977	Pipeteador manual RF 1000	NC -
320187	Filtros de recambio (5 uni.)	NC -
037979	Soporte de silicona de recambio para pipeta 1 - 100 ml	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB