Pipetboy Acu 2

INTEGRA



- Para todas las pipetas de 1 a 100 ml
- Colores variados
- Variador para regulación en función de la viscosidad del líquido pipeteado
- Incluye soporte de pared y adaptador de corriente
- Con batería de polímero de litio que garantiza una duración de 6 horas
- Visualización del estado de la batería
- Peso : 195 g
- Garantía de 3 años que se activa en www.pipetboy.com

Color	Gris	Verde	Rojo	Azul	Cristal	Violeta	€
Ref.	060204	060200	060201	060202	060203	060211	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
004916B	Cargador	1	NC -
155066	Acumulador li-ion polímero para Pipetboy acu 2	1	NC -
004911	Boquilla interna de silicona	1	NC -
155025	Stéri-module completo para Pipetboy Acu estándar y cristal	1	NC -

Pipetboy Pro

INTEGRA



- Para todas las pipetas de vidrio o plástico de 1 a 100 ml
- Velocidad variable de 2 - 10 ml/s
- Mejor control de la aspiración y la lectura gracias al LED que ilumina automáticamente la zona de pipeteado
- Permite pipetear de gota en gota hasta 10 ml/s de forma precisa
- Estación de carga independiente opcional
- Filtro estéril de 0,45 µm (incluido) ó de 0,2 µm (bajo pedido)
- Peso : 190 g

Color	Blanco	Rosa	Verde	Naranja	Azul	€
Ref.*	060425	060426	060427	060428	060429	NC -

* Incluye cargador, filtro estéril, acumulador y soporte de pared.



Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
004911	Boquilla de silicona	1	NC -
060413	Acumuladores pipetboy comfort 1,2 V AAA NiMH	2	NC -

Filtros

Ref.	Descripción	€
004923A	Filtro 0,45 µm no estéril	NC -
060431	Filtro 0,2 µm no estéril	NC -

Pipeteador Levo ME



- Ligero
- Para todas las las pipetas de 0,1 a 100 ml
- Batería Lithium-ion
  (duración de la batería 8 h, tiempo de carga : 2 a 3 horas)
- Filtro hidrófobo de 0,45 µm autoclavable
- Velocidad de aspiración y de distribución constante

Ref.	Descripción	€
947840	Pipeteador Levo ME	NC -