Pipet-Aid®



Pipeteador y dosificador de reactivos para pipetas de vidrio y de plástico de 1 a 100 ml. Pipet-Aid es el pipeteador más utilizado en todo el mundo: su fiabilidad, robustez y fácil mantenimiento lo convierten en el instrumento más reconocido de su categoría.
Gama formada por 4 modelos:

- Pipet-Aid XP2 : diseño ergonómico; cómodo de sujetar; se carga mientras se maneja, gracias al nuevo cargador ; bomba ultra silenciosa; incluye 4 filtros adicionales, soporte y cargador; ;
- Pipet-Aid : es un instrumento fundamental, ligero, autónomo e inalámbrico;
- Pipet-Aid XP : más rápido, más compacto y con más funciones, incluye soporte;
- Pipet-Aid XP Gravity : igual que Super Pipet Aid, pero con una función de gravedad (distribución por gravedad, sin empuje).
- Sistema gravity, útil en el cultivo celular para evitar separar las capas de células.

	Pipet-Aid XP2	Pipet-Aid	Pipet-Aid XP	Pipet-Aid XP Gravity
Batería recargable 9 V	Sí	Sí	Sí	Sí
Boquilla filtrante de cultivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad	3 velocidades*	1 velocidad (normal)	3 velocidades*	3 velocidades* + gravedad
Pipetas aceptadas	1 a 100 ml	1 a 100 ml	1 a 100 ml	1 a 100 ml
Ref.	**075212**	**075001**	**075002**	**075003**
€ de Pipet-Aid (completo con cargador)	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* (normal, lento, rápido)

Boquilla de recambio


Color	Negro	Rojo	Verde	Azul	Naranja	Violeta	Amarillo	Surtido	Boquilla para XP2
Ref.	**075004**	**075005**	**075006**	**075007**	**075008**	**075009**	**075109**	**075010**	**075213**
Unid./caja	1	2	2	2	2	2	2	6	1
€/caja	**57,60 -**	**104 -**	**108,10 -**	**108,80 -**	**104 -**	**104 -**	**108,90 -**	**228 -**	**NC -**

Piezas de recambio

Ref.	**Descripción**	**€**
	Piezas comunes a los 4 modelos de Pipet-Aid	
075011	Filtro hidrófobo 0,8 µm (5 unid.)	**NC -**
075233	Filtro estéril hidrófobo de 0,8 µm (5 unid.)	**NC -**
075015	Boquilla de silicona portapipetas (2 uni.)	**NC -**
	Piezas comunes para Pipet-Aid inalámbrico y Pipet-Aid Hood Mate	
075012	Juntas mantenimiento del filtro en la boquilla (2 uni.)	**NC -**
075013	Batería 9 V	**NC -**
075014	Cargador de alimentación 220V	**NC -**
075016	Boquilla de cultivo completa con 4 filtros	**NC -**
075131	Válvula completa + 2 botones para Pipet-Aid XP	**NC -**
075132	Válvula completa + 2 botones para Pipet-Aid XP Gravity	**NC -**
075133	Válvula sola para Pipet-Aid	**NC -**
075776	Filtro hidrófobo 0,2 µm (5 unid.)	**NC -**
	Piezas de recambio para la Pipet-Aid XP2	
075214	Enganche del filtro	**NC -**
075215	Conexiones de filtro	**NC -**
075216	Soporte extraíble para Pipet-Aid XP2	**NC -**
075195	Baterías	**NC -**

Pipet-Aid XP2 : Un mejor rendimiento!





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB