Pipet-Aid XL



- Pipet-Aid con un asa más larga para una manipulación sin esfuerzo en los PSM y las campanas de flujo laminar
- Autónomo o recargable durante el funcionamiento
- 3 velocidades
- Con una lengüeta ajustable para el buen mantenimiento de la pipeta
- Un soporte permite mantener la pipeta montada en el Pipet-Aid
- Bomba más potente y poco ruidosa
- Incluye cargador, 4 filtros de recambio y una gradilla de pared

Ref.	Descripción	€
075194	Pipet-Aid XL	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
075195	Baterías	NC -
075196	Cargador + 4 adaptadores (US, EU, UK, Australia)	NC -
075012	Juntas mantenimiento del filtro en la boquilla (2 uni.)	NC -
075015	Boquilla de silicona portapipetas (2 uni.)	NC -
075004	Boquilla de recambio color negro	NC -
075265	Boquilla de recambio color gris	NC -

Pipet-Aid® Hood Mate™



Especial para campanas.
Práctico, no necesita recarga. El Pipet-Aid Hood Mate nunca sale fuera de la estación de trabajo bajo la campana.

- Extremadamente ligero
- Preciso, con control proporcional presionando el botón
- Bomba externa específica, para fijar en la campana
- Sin batería, la bomba se conecta directamente a la corriente
- Boquilla especial para cultivo, con filtro (igual que Pipet-Aid portátil)

Ref.	Descripción	€
075017	Pipet-Aid Hood Mate	NC -



Pipeteador conectado a la corriente, con bomba externa y/o filtro externo doble, garantía total contra las contaminaciones.

- El filtro doble elimina al 100 % las partículas y las gotas de más de 0,1 µm, evitando así la contaminación del motor
- Protección contra la intrusión de líquidos en el mango (válvula)
- Mango completamente autoclavable (el motor está en el exterior)

Ref.	Descripción	€
075018	Pipet-Aid con bomba sin filtro	NC -
075020	Pipet-Aid con bomba y boquilla de cultivo con filtro interno	NC -
075019	Pipet-Aid con bomba y doble filtro externo	NC -
075174	Pipet-Aid con bomba y doble filtro externo y boquilla de cultivo con filtro interno	NC -

Piezas de recambio

Ref.	Descripción	€
075021	Válvula de seguridad	NC -
075022	Tubo doble (1,5 m)	NC -
075027	Kit de filtración completo	NC -
075023	Filtro interno Balston DFV (2 unid.)	NC -
075024	Diafragma de bomba	NC -
075025	Empalme para tubos (2 uni.)	NC -
075026	Boquilla de soporte de pipeta completa	NC -
075015	Boquilla de silicona portapipetas (2 uni.)	NC -
075011	Filtro hidrófobo 0,8 µm para boquilla de cultivo (5 unid.)	NC -