Pipeteador Accu-Jet S

BRAND

- Para pipetas de plástico y vidrio de 0,1 a 200 ml
- Disponible en 4 colores
- Funcionamiento ergonómico y distribución equilibrada del peso
- Velocidades de aspiración y suministro ajustables o flujo libre
- Muy rápido: llenado de una pipeta de 25 ml en 3 segundos
- Tiempo de carga corto (4 h) para un uso prolongado (8 h de pipeteo)
- Se puede utilizar mientras se carga
- Adaptador, caja del adaptador y filtro autoclavables
- Se suministra con un cargador con bloque universal, un soporte de pared y 2 filtros estériles de 0,2 µm

Ref.	Color	€
782046	Antracita	NC -
782047	Frutos rojos	NC -
782048	Azul petróleo	NC -
782049	Amatista	NC -


782046


782047

NUEVO


782048


782049

Piezas de recambio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
674325	Filtro 0,2 µm estéril	1	NC -
042351	Filtro 0,2 µm no estéril	10	NC -
092480	Filtro 3 µm no estéril	1	NC -
042350	Filtro 3 µm no estéril	10	NC -
781646	Adaptador de silicona con válvula de retención	1	NC -

Pipeteador Easypet 3 Eppendorf

eppendorf

- Muy ligero, bien equilibrado: manejo cómodo, sin fatiga
- Motor ultrapotente, eficaz también con pipetas de 100 ml
- Velocidad ajustable con la punta de los dedos, con una sensibilidad excelente para un trabajo rápido y seguro
- Batería de última generación: autonomía de trabajo de 6 h
- Indicador de carga luminoso, posibilidad de trabajar durante la carga
- Incluye cargador, soporte de pared, soporte extraíble (para colocarlo sobre la mesa de laboratorio con seguridad) y 2 filtros de 0,45 µm
- Garantía : 2 años



Ref.	Descripción	€
933004	Pipeteador Easypet 3	NC -
033942	Filtro de membrana estéril de 0,45 µm (5 unid.)	NC -

Dispensadores de reactivos SLS Select

SCIENTIFIC LABORATORY SUPPLIES

- Control de volumen preciso y bloqueable
- Tapón antigoteo
- Fácil calibración por parte del usuario
- Totalmente autoclavable a 121 °C
- Incluyen certificado, llave de calibración, adaptadores GL 25, GL 38, GL 40 y GL 45

Ref.	Volumen (ml)	Graduación (ml)	€
257148	1 - 10	0,2	NC -
257149	2,5 - 30	0,5	NC -
257150	5 - 60	1,0	NC -

Nuestra Selección

NUEVO



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB