Dispensadores Calibrex

- Ajuste del volumen de dispensación mediante un cursor graduado por ambos lados
- Sistema de calibración integrado
- Autoclavables ensamblados (a 121 °C)
- El dispensador gira 360 °
- Las partes que están en contacto con el líquido son químicamente inertes
- Precisión (Rel. Err. %) : vol. mín ‹ ± 1,5 % , vol. med ‹ ± 1,1 % , vol máx ‹ ± 0,6 %
- Precisión (CV %) : vol. mín ‹ ± 0,5 % , vol. med ‹ ± 0,35 %, vol máx ‹ ± 0,1 %

+ info en nuestras WEB




Dispensador Calibrex 530 solutae


Dispensador Calibrex 525 organo

- Garantía : 2 años
- Incluye :
  - base de 45 mm de diámetro;
  - tapón y boquilla de vertido: 90 mm para los modelos de 1 a 10 ml / 120 mm para los modelos de 25 a 100 ml;
  - manguera de aspiración de 350 mm;
  - tres conexiones: GL 28, 32 y 40 para los modelos de 1 a 10 ml / GL 32, 38 y 40 para los modelos de 25 a 100 ml; - certificado de calibración e instrucciones de uso

Dispensadores Calibrex® 530 solutae / 1 ml a 100 ml

- Cilindro de vidrio de borosilicato, pistón con revestimiento de PFA
- Adecuado para soluciones salinas, ácidos fuertes y débiles, así como para bases; código de color rojo.

		Sin grifo		Con grifo	
Volumen (ml)	División (ml)	Ref.	€	Ref.	€
0,1 - 1	0,02	061995	NC -	061999	NC -
0,25 - 2,5	0,05	061996	NC -	062000	NC -
0,5 - 5	0,1	061997	NC -	350342	NC -
1 - 10	0,2	061998	NC -	350343	NC -
2,5 - 25	0,5	061842	NC -	061953	NC -
5 - 50	1	061843	NC -	061954	NC -
10 - 100	1	061844	NC -	061955	NC -

Dispenser Calibrex® 525 organo / 1 ml a 100 ml

- Pistón de vidrio esmerilado, cilindro de vidrio borosilicato
- Adecuado para soluciones orgánicas, ácidos no cristalizantes y soluciones básicas; código de color amarillo

				Sin grifo		Con grifo	
Vol. (ml)	División (ml)	Longitud boquilla de vertido (mm)	Incluye adaptadores para cuello	Ref.	€	Ref.	€
0,1 - 1	0,02	90	GL 28, GL 32, GL 40	061987	NC -	061991	NC -
0,25 - 2,5	0,05			061988	NC -	061992	NC -
0,5 - 5	0,1			061989	NC -	061993	NC -
1 - 10	0,2			061990	NC -	061994	NC -
2,5 - 25	0,5	120	GL 32, GL 38, GL 40	061845	NC -	061950	NC -
5 - 50	1			061846	NC -	061951	NC -
10 - 100	1			061847	NC -	061952	NC -

Dispensadores digitales Calibrex 520

Visiten nuestras WEB

+ info en nuestras WEB



- Sistema de ajuste del volumen mediante pasos precalibrados
- Selección rápida y precisa de cada volumen
- El dispensador gira 360°
- Desmontaje rápido sin herramientas
- Autoclavables completamente ensamblados
- Alta resistencia a los impactos y a los productos químicos
- Cilindro de vidrio y émbolo con revestimiento de PFA
- Fácil calibración por parte del usuario
- Identificación de los volúmenes de los distribuidores por código de color

Dispensadores digitales Calibrex 520 / 2 ml, 5 ml y 10 ml

- 3 modelos en un rango de volumen de 0,25 a 10 ml. El instrumento puede enroscarse directamente en frascos de laboratorio gracias a su rosca estándar de 32 mm y a sus 3 adaptadores (28, 40, 45 mm).

Volumen fijo			Volumen variable			
Ref.	Volumen (ml)	€	Ref.	Volumen (ml)	División (ml)	€
061281	2	NC -	061018	0,25 - 2	0,05	NC -
061282	5	NC -	061019	1 - 5	0,1	NC -
061283	10	NC -	061020	1 - 10	0,25	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
985191	Tubo de aspiración telescópico de FEP 150 - 255 mm	NC -
985192	Tubo de aspiración telescópico de FEP 195 - 345 mm	NC -
061074	Alargador para Calibrex 520 y 521 (20 ml)	NC -
061024	Soporte para dispensador Calibrex 520 hasta 50 ml	NC -
061025	Soporte de toma de muestras a distancia 50 ml	NC -
061026	Soporte de toma de muestras a distancia 100 ml	NC -