Dispensadores digitales Acurex

SOCOREX SWISS

- Mecanismo completamente protegido en el interior del aparato
- Columna graduada retráctil durante el almacenamiento en refrigerador
- Autoclavables completamente ensamblados
- Los materiales que están en contacto con el líquido son inertes
- Sistema de válvulas sin resortes
- Cilindro de vidrio y émbolo con revestimiento de PTFE



Dispensadores compactos Acurex 501

4 modelos de 0,2 ml a 30 ml, incluyen frasco de vidrio amarillo.

Ref.	Volumen (ml)	División (ml)	Capacidad frasco (ml)	€
061027	0,2 - 2,0	0,1	250	**NC -**
061028	0,2 - 2,0	0,1	1000	**NC -**
061029	0,2 - 2,0	0,1	2000	**NC -**
061030	0,4 - 5,0	0,2	500	**NC -**
061031	0,4 - 5,0	0,2	1000	**NC -**
061032	0,4 - 5,0	0,2	2000	**NC -**
061033	1 - 10,0	0,2	1000	**NC -**
061034	1 - 10,0	0,2	2000	**NC -**
061035	1 - 30,0	1,0	2000	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
061036	Tubo de extensión de PTFE 60 cm para depósitos de 1 y 2 l	**NC -**
061686	Frasco de recambio de vidrio ámbar de 2,5 litros	**NC -**

Dispensadores Varispenser® 2 / Varispenser® 2X Eppendorf

eppendorf

- Dispensadores para frascos de 0,5 a 100 ml
- Buena resistencia a los químicos
- Adecuados para una amplia variedad de líquidos, incluyendo líquidos corrosivos e inflamables
- Varispencer 2X : válvula de retorno para evitar la pérdida de reactivo durante el cebado y función de calibración fácil
- Totalmente autoclavables
- El bloque de dispensación gira 360°
- Válvula de salida con cierre seguro de bola para evitar la fuga de líquido cuando la boquilla dispensadora no está colocada



				Varispenser® 2		Varispenser® 2X	
Vol. (ml)	Para cuello (mm)	Incluye reductores	Incremento (ml)	Ref.	€	Ref.	€
0,2 a 2	32	28, 40, 45	0,05	**033580B**	**NC -**	**033586B**	**NC -**
0,5 a 5	32	28, 40, 45	0,1	**033581B**	**NC -**	**033587B**	**NC -**
1 a 10	32	28, 40, 45	0,2	**033592B**	**NC -**	**033588B**	**NC -**
2,5 a 25	45	32, 38, 40	0,5	**033610B**	**NC -**	**033589B**	**NC -**
5 a 50	45	32, 38, 40	1	**033584B**	**NC -**	**033590B**	**NC -**
10 a 100	45	32, 38, 40	2	**033585B**	**NC -**	**033591B**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
999570	Adaptador con rosca para botella GL 45 a GL 32, ETFE	**NC -**

Dispensador de reactivos DispensMate

Ref.	Volumen (ml)	Graduación (ml)	Precisión (%)	€
861070B	0,5 - 5	0,1	0,1 %	**NC -**
861071B	1 - 10	0,2	0,1 %	**NC -**
861073B	5 - 50	1,0	0,1 %	**NC -**

- Ajuste del volumen rápido y preciso
- Tapón anti-goteo para más seguridad
- Fácil de limpiar
- Apto para botellas GL45 (adaptadores opcionales)
- Completamente autoclavable a 121 °C



Accesorio

Ref.	Descripción	€
861074	Botella de 1 l GL45 de vidrio ámbar	**NC -**

Adaptadores DispensMate

Para botella	S40	GL32	GL38	GL25	GL28
Ref.	**861075**	**861076**	**861077**	**861078**	**861079B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB