Dispensadores Ceramus Hirschmann

HIRSCHMANN



Dispensadores de líquido con pistón de cerámica y cabezal de rotación total 360°, para la dispensación de soluciones de 0,2 ml a 60 ml.

- Pistón de cerámica que garantiza una resistencia química excelente, sin erosión ni hinchamiento
- Cilindro de vidrio borosilicato 3.3 calibrado
- Ninguna pérdida de reactivo gracias a un sistema de descarga
- Esterilización: completamente autoclavable a 121 °C / 2 bars
- Ajuste del volumen variable por pasos numéricos
- Utilización de 4 °C a 50 °C
- Certificado de conformidad

Entregado con :

+ adaptadores A 45 (montado), A 32, A38 y S40 ;
+ tubos de PTFE ;
+ llave de montaje ;
+ certificado.

Ref.	Volumen (ml)	Subdivisión (ml)	Precisión (R%)	Reproducibilidad (CV%)	€
090532	0,2 - 1	0,05	0,6	0,2	**NC -**
090533	0,4 - 2	0,05	0,5	0,1	**NC -**
090534	1 - 5	0,1	0,5	0,1	**NC -**
090535	2 - 10	0,25	0,5	0,1	**NC -**
090536	5 - 30	0,5	0,5	0,1	**NC -**
090537	10 - 60	1	0,5	0,1	**NC -**

Accesorio : soporte para frascos de caucho gris



Ref.	Descripción	€
502093	Soporte para todos los frascos de diámetro 75 a 120 mm	**NC -**

Dispensette S Brand

BRAND



- Dispensador adecuado para todos los frascos de reactivos
- Ajustable, la dispensette gira 360°
- Fácil desmontaje para su limpieza
- Autoclavable a 121 °C
- Incluye adaptadores, certificado, tubo de aspiración y llave de montaje

Capacidad nominal (ml)	Adaptadores suministrados para frascos	Longitud del tubo de aspiración (mm)
1, 2, 5, 10	GL 24-25,GL 28/S 28, GL 32-33, GL 18, S40	125-240
25, 50, 100	GL 32-33, GL 38, S 40	170-330

	Dispensette analógico con válvula		Dispensette analógico sin válvula		Dispensette easy calibration con válvula		Dispensette easy calibration sin válvula	
Volumen dispensado (ml)	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
0,1 - 1	**090094B**	**NC -**	**090093B**	**NC -**	-	-	-	-
0,2 - 2	**090096B**	**NC -**	**090095B**	**NC -**	**090119B**	**NC -**	**090118B**	**NC -**
0,5 - 5	**068818B**	**NC -**	**090097B**	**NC -**	**068817B**	**NC -**	**090120B**	**NC -**
1 - 10	**090099B**	**NC -**	**090098B**	**NC -**	**092408B**	**NC -**	**090121B**	**NC -**
2,5 - 25	**090106B**	**NC -**	**090105B**	**NC -**	**092409B**	**NC -**	**090122B**	**NC -**
5 - 50	**090558B**	**NC -**	**090107B**	**NC -**	**092410B**	**NC -**	**090252B**	**NC -**
10 - 100	**090109B**	**NC -**	**090108B**	**NC -**	-	-	-	-

Finnpipette Dispenser

thermo scientific



Dispensador de reactivos en frascos.

- 6 modelos para dispensación de soluciones de 0,2 ml a 60 ml
- Completamente autoclavable sin desmontaje (121 °C - 2 bars)
- Ajuste del volumen mediante una anillo de graduación
- Pistón de cerámica y cilindro de vidrio Duran
- Tubo de aspiración y expulsión de FEP
- Materiales inertes (FEP, ECTFE, cerámica, Hostelloy, vidrio Duran)
- Se entrega con certificado de conformidad
- Utilización de 4 °C a 50 °C

Incluye adaptadores para frascos A32 (montado), A28, S4 y A45, tubo de aspiración FEP, llave de montaje, certificado de conformidad con n° de serie.

Ref.	Descripción	€
047914	Dispensador Finnpipette 0,2 a 1 ml	**NC -**
047915	Dispensador Finnpipette 0,4 a 2 ml	**NC -**
047916	Dispensador Finnpipette 1 a 5 ml	**NC -**
047917	Dispensador Finnpipette 2 a 10 ml	**NC -**
047918	Dispensador Finnpipette 5 a 30 ml	**NC -**
047919	Dispensador Finnpipette 10 a 60 ml	**NC -**