Micropipetas Eppendorf

Modelo	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Reference® 2	Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus	Eppendorf Research® plus Move It®/ Eppendorf Xplorer® plus Move It®
Modo de funcionamiento	Manual	Manual	Electrónica	Manual / Electrónica
Espacios ajustables entre puntas	No	No	No	Sí
Puntos fuertes	Ligera, fuerza de pipeteo reducida	Funcionamiento con un solo botón	Pipeteo automatizado eficiente y preciso	Distancia variable entre puntas para la transferencia entre diferentes formatos
Rango de volumen	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml	1 - 1200 µl
Opciones disponibles	1 canal, 8 canales, 12 canales, 16 canales, 24 canales	1 canal, 8 canales, 12 canales	1 canal, 8 canales, 12 canales, 16 canales, 24 canales	4 canales, 6 canales, 8 canales, 12 canales
Seguimiento RFID	Sí	Sí	Sí	Sí
Piezas autoclavables	Totalmente	Totalmente	Parte inferior	Parte inferior

Micropipetas Research® plus Eppendorf



GARANTÍA 2 AÑOS

PhysioCare concept eppendorf

- Pipeta ligera, minimiza las fuerzas de manipulación sin reducir la resistencia
- Punta porta cono con amortiguador de la fuerza para reducir la fuerza de la fijación de puntas , permite reducir la tensión muscular
- Pistón muy flexible para un esfuerzo mínimo de manipulación y resistente para minimizar el desgaste
- Sistema de desmontaje/montaje con clip, para facilitar el mantenimiento
- El chip RFID integrado permite una identificación y documentación sencillas
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo

Astucia

Gradillas Eppendorf : ver pág. 653

Micropipetas Research® plus Eppendorf - volumen variable

+ productos en nuestras WEB

Volumen (µl)	Color del pulsador	Research® plus Ref.	Research® plus €
0,1 - 2,5	Antracita	933953	NC -
0,5 - 10	Gris	933954	NC -
2 - 20	Gris claro	933961	NC -
2 - 20	Amarillo	933955	NC -
10 - 100	Amarillo	933956	NC -
20 - 200	Amarillo	933957	NC -
30 - 300	Naranja	933962	NC -
100 - 1000	Azul	933958	NC -
250 - 2500	Rojo	934304	NC -
500 - 5000	Violeta	933959	NC -
1000 - 10.000	Turquesa	933960	NC -

