Micropipetas Research® plus Eppendorf (continuación)

Indicador de canal
+ para un uso uniforme, indicador de canal (1 a 8)

Punta porta cono con amortiguador de la fuerza
+ Mejora de la ergonomía
+ Perfecta adaptabilidad a las puntas



Micropipetas multicanal Research® plus Eppendorf


Volumen (µl)	Código Color	8 canales Ref.	8 canales €	12 canales Ref.	12 canales €
0,5 - 10	Gris	933978	NC -	933979	NC -
10 - 100	Amarillo	933980	NC -	933981	NC -
30 - 300	Naranja	933982	NC -	933983	NC -
120 - 1.200	Verde	934370	NC -	934371	NC -

Micropipetas Eppendorf Research® plus 16 y 24 canales

- Simplifica el llenado de microplacas de 384 pocillos
- Distancia de 4,5 mm entre las puntas
- Tecnología SOFTattach para una mejor fijación de las puntas
- Sistema SOFTeject para la expulsión sucesiva de puntas, reduciendo las fuerzas de expulsión
- Sólo compatible con las puntas epT.I.P.S. 384

Volumen (µl)	Código Color	16 canales Ref.	16 canales €	24 canales Ref.	24 canales €
1 - 20	Rosa claro	934327	NC -	934328	NC -
5 - 100	Amarillo claro	934329	NC -	934330	NC -

+ info en nuestras WEB



Astucia

Vea las siguientes guías en nuestro sitio web:
- Principios de pipeteo y dispensación
- Impacto de las técnicas de pipeteo en la precisión del muestreo
- Guía de calibración y ajuste para pipetas y dispensadores
- Influencia de los parámetros físicos en el volumen extraído por una micropipeta





ep Research® plus Packs

	ep Research® plus Pack 1	ep Research® plus Pack 2	ep Research® plus Pack 3
Incluye	1 Research® plus 0,5-10 µl 1 Research® plus 10-100 µl 1 Research® plus 100-1000 µl 3 epTips box (10, 100 y 1000 µl)	1 Research® plus 2 - 20 µl 1 Research® plus 20 - 200 µl 1 Research® plus 100 - 1000 µl 3 epTips box (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 Research® plus 0,1 - 1 ml 1 Research® plus 0,5 - 5 ml 1 Research® plus 1 - 10 ml 1 epTips box 1 ml Bolsas puntas 5 ml y 10 ml
Ref.	933963	933964	933965
€	NC -	NC -	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB