Micropipetas Eppendorf Reference® 2

GARANTÍA 2 AÑOS

PhysioCare concept

Muy alta precisión, diseño robusto y original con un solo botón de control para el pipeteo y la expulsión.





- Funcionamiento con un solo botón de mando para el pipeteo y la eyección.
- No hay movimiento lateral del pulgar
- Punta porta cono con amortiguador de la fuerza
- El chip RFID integrado permite una identificación y documentación sencillas
- Incluye certificado de conformidad EN ISO 8655, una caja de puntas epTIPS (sólo con pipetas de volumen variable) y un adaptador para carrusel universal Eppendorf (sólo con pipetas multicanal)

Astucia

Gradillas Eppendorf : ver pág. 653

Micropipetas Eppendorf Reference® 2 - volumen variable

		Reference® 2 GLP	
Volumen (µl)	Color del pulsador	Ref.	€
0,1 - 2,5	Antracita	933984	NC -
0,5 - 10	Gris	933985	NC -
2 - 20	Gris claro	933986	NC -
2 - 20	Amarillo	933987	NC -
10 - 100	Amarillo	933988	NC -
20 - 200	Amarillo	933989	NC -
30 - 300	Naranja	933990	NC -
100 - 1000	Azul	933991	NC -
250 - 2500	Rojo	933992	NC -
500 - 5000	Violeta	933993	NC -
1000 - 10.000	Turquesa	933994	NC -

Micropipetas Eppendorf Reference® 2 multicanal

		8 canales		12 canales	
Volumen (µl)	Código Color	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	Gris	934015	NC -	934016	NC -
10 - 100	Amarillo	934017	NC -	934018	NC -
30 - 300	Naranja	934019	NC -	934020	NC -

+ productos en nuestras WEB

Visiten nuestras WEB

Pack micropipettes Reference® 2



	Pack 1 : 3 micropipetas Reference® 2 con ep T.I.P.S.	Pack 2 : 3 micropipetas Reference® 2 con ep T.I.P.S.	Pack 3 : 3 micropipetas Reference® 2 con ep T.I.P.S.
	1 Reference® 2 : 0,5-10 µl 1 Reference® 2 : 10-100 µl 1 Reference® 2 : 100-1000 µl completo con ep T.I.P.S.	1 Reference® 2 : 2-20 µl 1 Reference® 2 : 20-200 µl 1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl completo con ep T.I.P.S.	1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl 1 Reference® 2 : 0,5 - 5 ml 1 Reference® 2 : 1 - 10 ml completo con ep T.I.P.S.
Ref.	933995	933996	933997
€	NC -	NC -	NC -