Micropipettes electrónicas Xplorer® y Xplorer® plus

- Ligeras y equilibradas
- Punta porta cono con amortiguador de la fuerza

Funcionamiento intuitivo

+ Rueda de selección del modo de pipeteo
+ Parámetros ajustables en 1 pantalla
+ Textos en francés con función de ayuda
+ Gran pantalla retroiluminada, fácil de leer en cualquier posición
+ Ajuste del usuario y ajustes predefinidos (por ejemplo, para diferentes tipos de líquidos)
+ Batería de polímero de litio con gran autonomía (3000 pipeteos), posibilidad de trabajar mientras se recarga
+ Usa el mismo cargador (y la misma gradilla de carga) que la Multipette Stream/Xstream
+ El chip RFID integrado permite una identificación y documentación sencillas
+ Incluye adaptador de carga y certificado de calibración según la norma EN ISO 8655

Dos versiones

+ Xplorer® : comodidad y repetibilidad para las aplicaciones corrientes de dispensación de líquidos
+ Xplorer® plus : permite tanto ejecutar todas las aplicaciones de dispensación de líquidos más sofisticadas, como programar un proceso completo ; cuenta con un reloj interno con memoria de operaciones de servicios y de constatación metrológica

Modo	Aplicaciones	Xplorer®	Xplorer® plus
Ads	Dispensación automática	▪	▪
Dis	Dispensación	▪	▪
Pip	Pipeteo	▪	▪
P/M	Pipeteo y Mezcla	▪	▪
Man	Pipeteo manual	▪	▪
Opt	Opción	▪	▪
Spc	Aplicaciones especiales:		
	Multiaspiración		▪
	Dilución		▪
	Dispensación secuencial		▪
	Pipeteo inverso		▪
	Pipeteo secuencial		▪
Prg	Programa de secuencias de aplicación		▪
Edit	Edición/modificación de los programas y de los volumenes fijos		▪
Fix	Volúmenes fijos pregrabados y modificables		▪





GARANTÍA 2 AÑOS

PhysioCare concept eppendorf

Astucia

Gradillas Eppendorf : ver pág. 653

Micropipetas Eppendorf Xplorer® y Xplorer® plus monocanal - cargador incluido

Volumen (µl)	Color del pulsador	Xplorer® Ref.	Xplorer® €	Xplorer® plus Ref.	Xplorer® plus €
0,5 - 10	Gris	035639	NC -	035813	NC -
1 - 20	Gris claro	934305	NC -	934308	NC -
5 - 100	Amarillo	035640	NC -	035814	NC -
10 - 200	Amarillo	934306	NC -	934309	NC -
15 - 300	Naranja	035641	NC -	035815	NC -
50 - 1000	Azul	035642	NC -	035816	NC -
250 - 2500	Rojo	934307	NC -	934310	NC -
500 - 5000	Violeta	035643	NC -	035817	NC -
1000 - 10.000	Turquesa	035644	NC -	035818	NC -

Micropipetas Eppendorf Xplorer® y Xplorer® plus multicanal - cargador incluido

Volumen	Color del pulsador	Xplorer® 8 canales Ref.	Xplorer® 8 canales €	Xplorer® 12 canales Ref.	Xplorer® 12 canales €	Xplorer® plus 8 canales Ref.	Xplorer® plus 8 canales €	Xplorer® plus 12 canales Ref.	Xplorer® plus 12 canales €
0,5 - 10 µl	Gris	035645	NC -	035646	NC -	035819	NC -	035821	NC -
5 - 100 µl	Amarillo	035647	NC -	035648	NC -	035822	NC -	035823	NC -
15 - 300 µl	Naranja	035649	NC -	035650	NC -	035824	NC -	035825	NC -
50 - 1200 µl	Verde	035651	NC -	035812	NC -	035826	NC -	035827	NC -

Filtro para pipetas

Para pipeta de volumen	5 ml			10 ml		
Compatibilidad	Ref.	Unid./ bolsa	€/ bolsa	Ref.	Unid./ bolsa	€/ bolsa
Micropipetas Research plus, Reference, Reference 2, Xplorer	933162	10	NC -	933163	10	NC -


Astucia

Vea las siguientes guías en nuestro sitio web:
- Principios de pipeteo y dispensación
- Impacto de las técnicas de pipeteo en la precisión del muestreo
- Guía de calibración y ajuste para pipetas y dispensadores
- Influencia de los parámetros físicos en el volumen extraído por una micropipeta

Micropipetas Eppendorf Xplorer® plus 16 y 24 canales

- Simplifica el llenado de microplacas de 384 pocillos
- Distancia de 4,5 mm entre las puntas
- Tecnología SOFTattach para una mejor fijación de las puntas
- Sistema SOFTeject para la expulsión sucesiva de puntas, reduciendo las fuerzas de expulsión
- Sólo compatible con las puntas epT.I.P.S. 384

Volumen (µl)	Código Color	16 canales Ref.	16 canales €	24 canales Ref.	24 canales €
1 - 20	Rosa claro	934331	NC -	934332	NC -
5 - 100	Amarillo claro	934333	NC -	934334	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB