Micropipetas multicanal Move It® con espaciado variable



- Pipetas multicanal con distancia entre puntas ajustable disponible en versión mecánica (Research plus) y electrónica (Xplorer plus)
- Cambio rápido y sencillo de los diferentes formatos de placa gracias a los parámetros predefinidos
- Apto para su uso con placas (384, 96, 48, 24 y 12 pocillos), tubos (1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
- Distancia entre puntas ajustable entre 4,5 y 33 mm, según el modelo de pipeta
- Ergonomía y equilibrio optimizados para reducir la fatiga muscular
- Cabezal de pipeta giratorio de 360º para una cómoda lectura de la pantalla y una rápida identificación de los parámetros
- Fácilmente autoclavable:
  - Research plus: totalmente autoclavable
  - Xplorer plus: sólo la parte inferior
- Sistema sin cámara para mayor fiabilidad y seguridad

		Xplorer plus							
		4 canales		6 canales		8 canales		12 canales	
Volumen (µl)	Código color	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
1 - 20	Rosa claro	-	-	-	-	934504	NC -	934505	NC -
5 - 100	Amarillo claro	-	-	-	-	934506	NC -	934507	NC -
15 - 300	Naranja	934508	NC -	934509	NC -	934510	NC -	-	-
50 - 1200	Verde	934511	NC -	934512	NC -	934513	NC -	-	-

		Research plus					
		4 canales		6 canales		8 canales	
Volumen (µl)	Código color	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
30 - 300	Naranja	934498	NC -	934499	NC -	934500	NC -
120 - 1200	Verde oscuro	934501	NC -	934502	NC -	934503	NC -

Puntas epT.I.P.S. Eppendorf

- Graduaciones finas

epT.I.P.S. ... Eppendorf Totally Integrated Pipetting System.
Una amplia gama de presentaciones: sueltas, en gradillas recargables, etc (epT.I.P.S. reloads), epT.I.P.S box, epT.I.P.S set, estériles BIOPUR, en blisters individuales, con filtro.



- **Sueltas :** en bolsa resellable
- **EpT.I.P.S.Reloads :** juego de 10 bandejas de recambio que simplemente se colocan en el epT.I.P.S. Box.
- **EpT.I.P.S Box** : caja recargable y reutilizable, tapa de bisagras; compatible con bandejas de puntas de recambio epT.I.P.S. Reloads.
- **EpT.I.P.S Set :** caja recargable y reutilizable, con tapa de bisagras con 5 bandejas de puntas
- **EpT.I.P.S. Racks :** certificados PCR clean, estériles, no pirogénicos, sin ATP y sin ADN, de un solo uso
- **Envase individual :** certificados PCR clean, estériles, no pirogénicos, sin ATP y sin ADN
- **epT.I.P.S. 384 :** para micropipetas de 16 y 24 canales


Sueltas


epT.I.P.S.® Box/
epT.I.P.S.®Set


epT.I.P.S.®Racks


EpT.I.P.S.Reload


Envase individual