Micropipetas ThermoScientific

Modelo	F1-ClipTip	E1 Clip-Tip	E1 Clip-Tip Equalizer	Finnpipette F1	Finnpipette F2	Finnpipette F3	Novus
Modo de funcionamiento	Manual	Electrónica	Electrónica	Manual	Manual	Manual	Electrónica
Espacios ajustables entre puntas	No	No	Sí	No	No	No	No
Puntos fuertes	Tecnología Clip Tip, ligera, soporte para el dedo rotativo	Tecnología ClipTip, eyección motorizada, control con índice, 30 protocolos de pipeteo grabables		Ligero, soporte para el dedo ajustable, eyector de control asistido, bloqueo de volumen	Ligero, baja fuerza de fijación de la punta, eyector de control asistido, resistente a los rayos UV		Sujeción equilibrada, 10 funciones y 9 velocidades de pipeteo, programables
Rango de volumen	0,1 µl - 1 ml	0,5 µl - 1,25 ml		0,2 - 10 ml			0,1 µl - 10 ml
Opciones disponibles	1, 8 ó 12 canales	1, 8, 12 y 16 canales	6, 8 y 12 canales	1, 8, 12 y 16 canales	1, 8, 12 y 16 canales	1 canal	1, 8, 12 ó 16 canales
Piezas autoclavables	Parte inferior y eyector	Parte inferior y eyector	Totalmente	Parte inferior y eyector	Totalmente	Parte inferior y eyector	Parte inferior

Finnpipettes F1-ClipTip y E1-ClipTip

Visiten nuestras WEB

GARANTÍA 1 AÑO



F1-ClipTip

Tecnología ClipTip

- Sistema de punta bloqueable con ensamblaje de juntas y de collares que se fijan con "clic"
- Garantiza una mayor seguridad: no hay riesgo de que la punta se suelte o se caiga
- Se ejerce una fuerza mínima al momento de colocar y eyectar
- Las micropipetas ClipTip sólo pueden utilizarse con puntas ClipTip

Finnpipette F1-ClipTip

- Ligera y ergonómicamente optimizada con soporte de dedos giratorio
- Ajuste de volumen bloqueable

Pipetas F1-ClipTip monocanal de volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€
0,1 - 2	0,002	ClipTip 12,5 ext.	228846	NC -
1 - 10	0,02	ClipTip 12,5 ext.	228842	NC -
2 - 20	0,02	ClipTip 20	228386N	NC -
5 - 50	0,1	ClipTip 50	228387N	NC -
10 - 100	0,2	ClipTip 200	228388N	NC -
20 - 200	0,2	ClipTip 200	228389N	NC -
30 - 300	1	ClipTip 300	228390N	NC -
100 - 1000	1	ClipTip 1250	228391N	NC -

Pipetas F1-ClipTip multicanal de volumen variable

			8 canales		12 canales	
Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€	Ref.	€
1 - 10	0,02	ClipTip 12,5 ext.	228844	NC -	228845	NC -
5 - 50	0,1	ClipTip 50	228404N	NC -	228408N	NC -
10 - 100	0,2	ClipTip 200	228405N	NC -	228409N	NC -
30 - 300	1	ClipTip 300	228406N	NC -	228410N	NC -

Kits F1-ClipTip GLP

Ref.	Descripción	€
228411N	**Kit 1 F1-ClipTip GLP** F1-ClipTip : 1-10 µl monocanal, 10-100 µl monocanal, 100-1000 µl monocanal Soporte F-Series ClipTip : 1 rack, 1 rack 200 µl, 1 rack 1000 µl Depósito de 25 ml, depósito dividido de 25 ml, depósito dividido de 100 ml	NC -
228412N	**Kit 2 F1-ClipTip GLP** F1-ClipTip : 2-20 µl monocanal, 20-200 µl monocanal, 100-1000 µl monocanal, 30-300 µl 8 canales Soporte F-Series ClipTip : rack 20 µl, rack 200 µl, rack 1000 µl Depósito de 25 ml, depósito dividido de 25 ml, depósito dividido de 100 ml	NC -



Kit 1 F1-ClipTip GLP