Finnpipettes F1-ClipTip y E1-ClipTip (continuación)

Finnpipettes electrónicas E1 ClipTip

- Intuitivo y ergonómico con expulsión motorizada y control de la pipeta con el dedo índice
- Conexiones Bluetooth o USB a un ordenador para crear y compartir programas entre las pipetas E1
- Se pueden almacenar hasta 30 protocolos de pipeteo
- Tiempo de carga de sólo 2 horas



E1-ClipTip

Pipetas E1-ClipTip monocanal con volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	228571BT	NC -
2 - 125	0,1	ClipTip 200	228572BT	NC -
10 - 300	0,1	ClipTip 300	228573BT	NC -
15 - 1250	1	ClipTip 1250	228574BT	NC -

Pipetas E1-ClipTip multicanal con volumen variable

			8 canales		12 canales		16 canales*	
Vol. (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	228575BT	NC -	228579BT	NC -	228583BT	NC -
1 - 30	0,01	ClipTip 30	-	-	-	-	228584BT	NC -
2 - 125	0,1	ClipTip 200	228576BT	NC -	228580BT	NC -	228585BT	NC -
10 - 300	0,1	ClipTip 300	228577BT	NC -	228581BT	NC -	-	-
30 - 850	1	ClipTip 1000	-	-	228582BT	NC -	-	-
15 - 1250	1	ClipTip 1250	228578BT	NC -	-	-	-	-

* Compatibles solamente con racks Cliptip 384 correspondientes.

Pipetas E1-ClipTip Equalizer

Pipetas con volumen y espacio entre las puntas ajustables.



			6 canales		8 canales	
Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€	Ref.	€
2 - 125	0,1	ClipTip 200	-	-	228587BT	NC -
10 - 300	0,1	ClipTip 300	-	-	228588BT	NC -
15 - 1250	1	ClipTip 1250	228586BT	NC -	228589BT	NC -

Pipetas E1-ClipTip Equalizer 384

Pipetas con volumen y espacio entre las puntas ajustables, adecuadas para placas de 384 pocillos. Utilizar sólo con puntas ClipTip 384.



Equalizer

			8 canales		12 canales	
Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	228590BT	NC -	228593BT	NC -
1 - 30	0,01	ClipTip 30	228591BT	NC -	228594BT	NC -
2 - 125	0,1	ClipTip 200	228592BT	NC -	228595BT	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB