Finnpipettes electrónicas Novus



- Sujeción en mano equilibrada y eyector de punta de control asistido
- Pantalla digital, pantalla iluminada, para la visualización de todos los parámetros
- 10 funciones de pipeteo : directo o inverso, dilución, mezcla, dispensación por repetición ó secuencial
- 9 velocidades de pipeteo y dispensación
- Programable según las aplicaciones del usuario
- Recalibrable en laboratorio según el protocolo ISO 8655
- Se entrega con cargador
- Parte inferior autoclavable

Novus monocanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€
1 -10 micro	0,01	10 µl	047717	NC -
1 - 10	0,01	250 µl universal, 200 largo.	047718	NC -
5 - 50 micro	0,1	50 µl	047719	NC -
5 - 50	0,1	250 µl universal, 200 largo.	047720	NC -
10 - 100	0,1		047721	NC -
30 - 300	1	Flex 300 µl	047722	NC -
100 - 1.000	1	1000 µl	047723	NC -
500 - 5.000	10	5 ml	047724	NC -
1.000 - 10.000	10	10 ml	047725	NC -

Novus multicanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Canales	Ref.	€
1 -10	0,1	10, 20, 50 µl	8	047263	NC -
1 -10	0,1		12	047264	NC -
5 - 50	0,1	250 µl	8	047265	NC -
5 - 50	0,1		12	047266	NC -
5 - 50	0,5	50 µl	16	047269	NC -
30 - 300	1	Flex 300 µl	8	047267	NC -
30 - 300	1		12	047268	NC -
100 - 1.200	1		8	047766	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€
047270	Soporte para Finnpipettes novus	NC -




Kits Finnpipettes de GLP Novus

Kits completos con 2 o 3 Finnpipettes Novus, racks y puntas Finntips.

	kit GLP1 Novus	kit GLP2 Novus	kit GLP3 Novus	kit GLP4 Novus
Incluye:	- 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 2 soportes Novus - 2 racks Finntips Flex	- 1 Novus 100 - 1000 µl - 1 Novus 0,5 - 5 ml - 2 soportes Novus - 2 racks Finntips Flex	- 1 Novus 1 - 10 µl micro - 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 3 soportes Novus - 3 racks Finntips Flex	- 1 Novus 10 - 100 µl - 1 Novus 100 - 1000 µl - 1 Novus 1 ml - 10 ml - 3 soportes Novus - 3 racks Finntips Flex
Ref.	4700470	4700490	4701120	4701130
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Puntas Finntips con filtro estériles

DNasa RNasa



Ref.	Finntip con filtro	Volumen	Racks	€
047083	0,2 - 10 µl micro estéril	0,2 - 10 µl	10 x 96	NC -
047084	384, 20 µl micro estéril	0,5 - 20 µl	10 x 384	NC -
047601	384, 50 µl estéril	0,2 - 50 µl	10 x 384	NC -
047086	10 µl estéril	0,5 - 10 µl	10 x 96	NC -
047951	10 µl Flex estéril	0,5 - 10 µl	10 x 96	NC -
047087	20 µl estéril	0,5 - 20 µl	10 x 96	NC -
047856	30 µl Flex estéril	0,5 - 30 µl	10 x 96	NC -
047089	100 µl largas estéril	0,5 - 100 µl	10 x 96	NC -
047088	100 µl estéril	0,5 - 100 µl	10 x 96	NC -
047853	100 µl Flex estéril	0,5 - 100 µl	10 x 96	NC -
047090	200 µl estéril	0,5 - 200 µl	10 x 96	NC -
047091	200 µl ext. estéril	0,5 - 200 µl	10 x 96	NC -
050698	200 µl Flex estéril	0,5 - 200 µl	10 x 96	NC -
047092	300 µl estéril	5 - 300 µl	10 x 96	NC -
047857	300 µl Flex estéril	5 - 300 µl	10 x 96	NC -
047254	1000 µl estéril	100 - 1000 µl	10 x 96	NC -
047255	1000 µl ext. estéril	100 - 1000 µl	5 x 96	NC -
047854	1000 µl Flex estéril	100 - 1000 µl	10 x 96	NC -
047855	1200 µl Flex estéril	100 - 1200 µl	10 x 96	NC -
047259	1500 µl estéril	50 - 1500 µl	10 x 96	NC -
047162	5 ml estéril	1 - 5 ml	5 x 54	NC -
047913	10 ml Flex estéril l=26,7 mm	2 - 10 ml	50	NC -