Micropipetas Gilson

Modelo	PIPETMAN®	PIPETMAN® L	MyPIPETMAN® Select	MyPIPETMAN® Entreprise	PIPETMAN® M Connected
Modo de funcionamiento	Manual	Manual	Manual	Manual	Motorizado
Puntos fuertes	Robusto y fuerza de pipeteo reducida	Ligero, agarre optimizado, muy baja fuerza de pipeteado y expulsión, volumen bloqueable	Ergonomía óptima: peso ligero y equilibrado, fuerza de pipeteado y expulsión muy bajas Tecnología TRILOCK: sistema de bloqueo de volumen de tres posiciones Personalizable: posibilidad de imprimir la inscripción que desee en el asa	Totalmente personalizable tanto técnica como estéticamente	Ligera, mínima fuerza de pipeteo, fácil de manejar, pipeteo automatizado
Rango de volumen	0,2 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml	0,2 µl a 10 ml	0,5 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml
Opciones disponibles	1 canal, 8 canales, 12 canales				
Seguimiento RFID	No	No	No	No	No
Piezas autoclavables	Parte inferior y eyector	Totalmente	Totalmente	Totalmente	Parte inferior y eyector

PIPETMAN®

PIPETMAN® - monocanal

Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Incremento (µl)	Ref.	€
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	**066803**	**NC -**
1 - 10		0,02	**066805**	**NC -**
2 - 20	D200, DF30	0,02	**066807**	**NC -**
10 - 100	D200, DF100	0,2	**066809**	**NC -**
20 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	**066811**	**NC -**
100 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	**066813**	**NC -**
500 - 5000	D5000	2	**066814****	**NC -**
1.000 - 10.000	D10 ml	20	**066815****	**NC -**

Disponible con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado Cofrac).
*Sólo compatible con las puntas Gilson, modelo sin expulsor.

PIPETMAN® - multicanal

Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Incremento (µl)	8 canales Ref.	8 canales €	12 canales Ref.	12 canales €
1 - 10	D(F)(L)10	0,02	**400083**	**NC -**	**400084**	**NC -**
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	**400086**	**NC -**	**400087**	**NC -**
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	**400088**	**NC -**	**400089**	**NC -**
30 - 300		0,2	**400090**	**NC -**	**400091**	**NC -**

Disponible con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado Cofrac).

- Micropipeta ligera que requiere poca fuerza de pipeteo
- Equipada con eyector metálico, eyector de plástico disponible como accesorio para trabajar con muestras corrosivas
- Durabilidad superior gracias a su construcción en PVDF y acero inoxidable.
- Parte inferior y eyector autoclavable



Kits PIPETMAN®

	PIPETMAN® Micro Volume Kit	PIPETMAN® Starter Kit	Kit 4 PIPETMAN®	Kit PIPETMAN Large-Volume
Incluye:	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P10G (1-10 µl) 1 PIPETMAN® G P100G (10-100 µl) (eyectores metal) + certificados Gilson + 2 racks 96 puntas PIPETMAN® DIAMOND (DL10, D200) + 3 gradillas SINGLE + 1 guía Gilson de pipeteo + 1 cartel "Inspección en 2 minutos + 3 eyectores de plástico	1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) (eyectores metal) + certificados Gilson + 2 racks 96 puntas PIPETMAN® DIAMOND (D200, D1000) + 3 gradillas SINGLE + 3 asas de confort PIPETMAN + 1 guía Gilson de pipeteo + 1 cartel "Inspección en 2 minutos + 3 eyectores de plástico	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) + 3 racks 96 puntas PIPETMAN® DIAMOND (DL10, D200, D1000) + 4 gradillas individuales + 4 asas confort + 1 guía de pipeteado + 1 cartel "Inspección en 2 minutos"	1 PIPETMAN® G P5000G (500-5000 µl) 1 PIPETMAN® G P10mlG (1000-10000 µl) + 2 bolsas de 10 filtros
Ref.	**066825**	**066826**	**070175**	**400092**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

FABRICADO EN FRANCIA

+ info en nuestras WEB





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB