Puntas PIPETMAN® DIAMOND Gilson



Estanqueidad perfecta
Anillo de sellado garantiza la fiabilidad y la reproducibilidad en cada pipeteado

Ergonomía
Puntas y boquillas PIPETMAN® encajan perfectamente; se requiere menos esfuerzo para colocar y eyectar las puntas

Trazabilidad total
La identificación, el código de color y el número de lote son rastreables en cada envase

Graduaciones
Control de volumen de un vistazo

Prevención de la contaminación
Filtro de polietileno de alta densidad. Alta eficacia de la filtración proporciona una barrera eficaz contra los aerosoles

FABRICADO EN FRANCIA

100% polipropileno virgen puro
Conocido por sus propiedades hidrofóbicas; sin retención de muestras; sin contaminantes, aditivos ni colorantes

Punta fina y flexible
Geometría perfecta para un pipeteado preciso y reproducible sin formación de gotas

Puntas esterilizadas garantizadas libres de RNasas, DNasas, ARN, ADN, ATP, pirógenos y metales traza detectables

Presentación:

+ **TOWERPACK**, sistema de carga. Ideal con pipetas multicanal gracias al sistema ROCKY RACK, una bandeja que optimiza la colocación de las puntas. Autoclavable, reciclable. (debe completarse con las cajas vacías ref. 066173 - ver al final de la página)
+ **TIPACK**, racks compactos, prácticos, ergonómicos y fáciles de usar con pipetas de 8 o 12 canales (sistema ROCKY RACK)
+ **STERILPACK**, envase individual en blíster
+ **ECOPACK** y **EASYPACK**, formato sueltas (bolsas)
+ **BLISTER REFILL** : recambio en blister de 96 puntas
+ **RELOAD PACK** : sistema de recambio sencillo y económico

Visiten nuestras WEB



RELOAD PACK



BLISTER REFILL

Puntas estándar PIPETMAN® DIAMOND Gilson

Volumen	Tipo		Sueltas EASY PACK	Sueltas Eco ECO PACK	TIPACK	TIPACK esterilizado	BLISTER REFILL*	BLISTER REFILL esterilizado*	RELOAD PACK*	TOWER PACK**	TOWER PACK esterilizado**	Rack vacío	STERILPACK
0,1 - 10 µl	D10	Ref.	066022	066029	066034	066039	-	-	-	066044	066049	066054	-
		Unid. de env.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	NC -	NC -	NC -	-
0,1 - 20 µl	DL10***	Ref.	066023	066030	066035	066040	070074	070077	070085	066045	066050	066055	-
		Unid. de env.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
2 - 200 µl	D200	Ref.	066024	066031	066036	066041	070075	070078	070086	066046	066051	066056	066199
		Unid. de env.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	400
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
20 - 300 µl	D300	Ref.	066025	066032	066037	066042	-	-	-	066047	066052	066057	-
		Unid. de env.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	NC -	NC -	NC -	-
200 - 1000 µl	D1000	Ref.	066026	066033	066038	066043	070076	070079	070087	066048	066053	066058	066200
		Unid. de env.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	6 x 96	7 x 96	7 x 96	2	400
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
100 - 1200 µl	D1200	Ref.	066406	066405	066407	066408	-	-	-	-	-	-	-
		Unid. de env.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	-	-	-	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5 ml	D5000	Ref.	-	-	066190	-	-	-	-	-	-	066193	-
		Unid. de env.	-	-	12 x 50	-	-	-	-	-	-	1	-
		€	-	-	214 -	-	-	-	-	-	-	24 -	-
1 - 10 ml	D10 ml	Ref.	066028	-	066191	-	-	-	-	-	-	066192	-
		Unid. de env.	4 x 50	-	8 x 30	-	-	-	-	-	-	1	-
		€	NC -	-	NC -	-	-	-	-	-	-	NC -	-

* Puede utilizarse con cajas vacías para recambios manuales
** Se puede utilizar con cajas vacías para recambios TOWER PACK
*** Puntas 10µl más largas para facilitar el pipeteo en microtubos



Cajas vacías

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
070096	Caja vacía para recambios manuales 10 µl y 200 µl	2	NC -
070097	Caja vacía para recambios manuales 1000 µl	2	NC -
066173	Caja vacía universal para recambios TOWER PACK	1	NC -





Coloque la torre en la caja a recargar. Presionar firmemente.



La bandeja de puntas está lista.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB