Micropipetas Sartorius

Modelo	Proline	Proline plus	Tacta	mLine	Picus / Picus Nxt
Modo de funcionamiento	Manual	Manual	Manual	Manual	Electrónica
Espacios ajustables entre puntas	No	No	No	No	No
Puntos fuertes	Robusto	Sujeción ergonómica, fácil eyección de la punta	Sistema de pipeteo y eyección optimizado, volumen bloqueable	Diseño ergonómico, fuerza de pipeteo y expulsión de puntas reducidas, volumen bloqueable	Eyección electrónica de la punta, volumen bloqueable mediante pulsador
Rango de volumen	0,1 µl - 5 ml	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml
Opciones disponibles	1 canal, 8 canales, 12 canales	1 canal, 8 canales, 12 canales	1 canal, 8 canales, 12 canales	1 canal, 8 canales, 12 canales	1 canal, 8 canales, 12 canales
Seguimiento RFID	No	No	No	No	No
Piezas autoclavables	No	Totalmente	Totalmente	Totalmente	Parte inferior

Micropipetas Proline monocanal

- Micropipetas de alto rendimiento, robustas y fáciles de manejar

Micropipetas Proline monocanal - volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€
0,1-2,5	0,05	070599	NC -
0,5-10	0,1	070600	NC -
2-20	0,5	070601	NC -
5-50	0,5	070602	NC -
10-100	1	070603	NC -
20-200	1	070604	NC -
100-1000	5	070606	NC -
1000-5000	50	070608	NC -



GARANTÍA 2 AÑOS

+ productos en nuestras WEB


Micropipetas Sartorius Biohit*family* Proline Plus

- Pipeteo sin esfuerzo, agarre ergonómico
- Fácil inserción y eyección de puntas con el sistema OptiLaod (sólo en multicanal)
- Incremento fino
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo
- Se utiliza con filtros de protección "SafeCone" para proteger la pipeta y sus muestras de los aerosoles

GARANTÍA 2 AÑOS

Monocanal - volumen fijo

Volumen (µl)	Ref.	€
5	070851	NC -
10	070852	NC -
20	070853	NC -
25	070854	NC -
50	070855	NC -
100	070856	NC -
200	070857	NC -
250	070858	NC -
500	070859	NC -
1000	070860	NC -
2000	070861	NC -
5000	070862	NC -
10000	070863	NC -



Monocanal - volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€
0,1 - 3	0,002	070837	NC -
0,5 - 10	0,01	070838	NC -
2 - 20	0,02	070839	NC -
5 - 50	0,1	070918	NC -
10 - 100	0,1	070840	NC -
20 - 200	0,2	070841	NC -
100 - 1.000	1	070842	NC -
500 - 5.000	10	070843	NC -
1 - 10.000	20	070844	NC -

Multicanal

		8 canales		12 canales	
Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	0,01	070845	NC -	070848	NC -
10 - 100	0,1	070846	NC -	070849	NC -
30 - 300	0,2	070847	NC -	070850	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB