Proline Plus Multipacks



El pack incluye :

+ Un juego de pipetas;
+ Un conjunto de puntas;
+ una gradilla lineal para almacenar sus pipetas en vertical y lejos de la contaminación.

Pipetas incluidas en el paquete	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µL 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000µl	0,5 - 10µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	0,5 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 canales 30 - 300 µl	100 - 1 000µl 500 - 5000 µl 1.000 - 10000 µl
Puntas suministradas en el pack (un rack de 96 a menos que se indique lo contrario)	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1 000µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1 000µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 100 - 5 000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 100 - 5 000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 100 - 5 000 µl * 500 - 10 000 µl **
Ref.	**070867B**	**070868B**	**150070**	**150071**	**725694**	**150072**	**150073**	**150074**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Caja de 50 puntas ** Caja de 35 puntas

Micropipetas Sartorius Biohit*family* Tacta



- Forma ergonómica para un agarre cómodo
- Sistema de pipeteo y expulsión optimizado
- Sistema exclusivo Optilock de ajuste y bloqueo del volumen
- Liberación delicada y controlada de las puntas gracias a la nueva y exclusiva tecnología Optijec
- Tecla de ajuste para un volumen preciso según el tipo de líquido pipeteado
- Fácil de limpiar al quitar sólo tres componentes
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo
- Filtro montado en el porta del cono para proteger la pipeta de los aerosoles y agresiones químicas

Micropipetas Tacta monocanal - volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€
0,1 - 3	0,002	**070983**	**NC -**
0,5 - 10	0,01	**070984**	**NC -**
02 - 20	0,02	**070985**	**NC -**
10 - 100	0,10	**070986**	**NC -**
20 - 200	0,2	**070987**	**NC -**
100 - 1000	1	**070988**	**NC -**
500 - 5000	5	**070989**	**NC -**
1000 - 10000	10	**070990**	**NC -**

Pipetas Tacta multicanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	8 canales		12 canales	
		Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	0,01	**070991**	**NC -**	**070994**	**NC -**
5 - 100	0,1	**070992**	**NC -**	**070995**	**NC -**
30 - 300	0,2	**070993**	**NC -**	**070996**	**NC -**