Tacta Multipacks

Contenido del pack

+ Un juego de pipetas
+ Una gradilla individual para cada pipeta del pack, y una gradilla de portal
+ Un conjunto de puntas



+ info en nuestras WEB

Pipetas incluidas en el paquete	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	0,5 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 canales 30 - 300 µl	100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1 - 10 ml
Puntas suministradas en el pack (un rack de 96 a menos que se indique lo contrario)	0,2 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 0,1 - 5 ml** 1 - 10 ml***
Ref.	**725686**	**725687**	**725688**	**725689**	**725690**	**725691**	**725692**	**725693**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Caja de 50 puntas ** 100 puntas en bolsa *** 250 puntas en bolsa

Micropipetas Sartorius Biohit*family* mLINE

- Excelente ergonomía con reducción de la fuerza de pipeteo y de eyección de puntas
- Seguridad reforzada con el bloqueo del volumetro para evitar el cambio accidental de volumen durante el pipeteado
- Totalmente autoclavables
- Filtro protector SafeCone para minimizar el riesgo de contaminación
- Garantía: 2 años



Monocanal - volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€
0,1 - 3	0,02	**070806**	**NC -**
0,5 - 10	0,01	**070430**	**NC -**
02 - 20	0,2	**070486**	**NC -**
10 - 100	0,1	**070431**	**NC -**
20 - 200	0,2	**070432**	**NC -**
100 - 1000	1	**070433**	**NC -**
500 - 5000	10	**070434**	**NC -**
1000 - 10000	20	**070833**	**NC -**

Multicanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	mLINE 8 canales		mLINE 12 canales	
		Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	0,01	**070447**	**NC -**	**070451**	**NC -**
5 - 100	0,1	**070448**	**NC -**	**070452**	**NC -**
30 - 300	0,2	**070449**	**NC -**	**070453**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB