Pipetas electrónicas Sartorius Biohit*family* Picus 2



- Ligero, peso inferior a 100 g
- Ergonómicas y cómodas, buen agarre
- El sistema electrónico de expulsión de puntas reduce la tensión muscular de la mano, tanto para diestros como para zurdos
- La función Tracker garantiza una dispensación precisa de microplaca indicando el siguiente pocillo a dispensar en una placa de 96 o 384 pocillos
- Funciones avanzadas: dispensación múltiple, aspiración múltiple, pipeteo inverso, dispensación secuencial, pipeteo manual, dilución, titración
- Pantalla multicolor que muestra toda la información relativa a la etapa de pipeteo en curso
- Sistema Optiload que asegura la estanqueidad de las puntas
- Posibilidad de programar recordatorios de mantenimiento y calibración
- La configuración puede protegerse con contraseña para evitar cambios no autorizados
- Baterías de polímero de litio, tiempo de carga 1 hora
- Posibilidad de seguir trabajando mientras se carga mediante un cable microUSB
- Parte inferior autoclavable, excepto la de 1200 µl
- Calibración ajustable en 1, 2 o 3 puntos
- Cargador o soporte de carga a pedir por separado (ver accesorios)

Micropipetas Picus 2 monocanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Ref.	€
0,2 - 10	0,01	**070489**	**NC -**
5 - 120	0,1	**070490**	**NC -**
10 - 300	0,2	**070491**	**NC -**
50 - 1200	1	**070492**	**NC -**
100 - 5000	5	**070493**	**NC -**
500 - 10000	10	**070494**	**NC -**

Micropipetas Picus 2 multicanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	8 canales		12 canales	
		Ref.	€	Ref.	€
0,2 - 10	0,01	**070495**	**NC -**	**070499**	**NC -**
5 - 120	0,1	**070496**	**NC -**	**783501**	**NC -**
10 - 300	0,2	**070497**	**NC -**	**783502**	**NC -**
50 - 1.200	1	**070498**	**NC -**	**783503**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
070487	Cargador para micropipetas electrónicas	**NC -**
070773	Soporte de carga para 1 micropipeta electrónicaa	**NC -**
070776	Gradilla carrusel de carga para 4 micropipetas electrónicas con adaptador	**NC -**

