Micropipetas Socorex

Modelo	Acura® Dilute 810	Acura® manual 825	Acura® manual 835	Acura® manual 826XS	Acura® manual 855	Acura® Electro 926, 936 y 956
Modo de funcionamiento	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Electrónica
Puntos fuertes	Punta paja, dispensación de dos volúmenes para realizar diluciones secuenciales rápidas	Ligero, robusto, fácil mantenimiento	Ligera, robusta, fácil mantenimiento, adaptador para pipeta Pasteur y paja opcional	Corta, muy ligera, robusta, fácil mantenimiento	Ligera, robusta, rotación de 360° de la parte inferior, fácil mantenimiento	Programación intuitiva, seis modos de trabajo, carga rápida, gran autonomía
Rango de volumen	1 ml y 0,1 ml	0,1 µl - 1 ml	0,2 µl - 10 ml	0,1 µl - 1 ml	0,5 µl - 350 µl	0,1 - 10000 µl
Opciones disponibles	1 canal	1 canal	1 canal	1 canal	8 y 12 canales	27 módulos volumétricos adaptables
Partes autoclavables	Totalmente	Totalmente	Totalmente	Totalmente	Totalmente	Parte inferior

Micropipeta Acura® Dilute 810



041120

- Facilita la toma de muestras en recipientes estrechos gracias a la punta paja
- Dispensación sin ajuste de 1 y 0,1 ml a partir de un único pipeteo con dos volúmenes precalibrados
- Permite realizar fácilmente diluciones secuenciales a 1/10mo
- Calibración independiente de cada volumen
- Forma ergonómica, pipeteo sin esfuerzo
- Expulsor ajustable
- Filtro protector intercambiable de PE
- Fácil de mantener y limpiar, autoclavable sin necesidad de desmontarlo

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
041120	Pipeta de muestreo de volumen fijo Acura® 810	-	1	**NC -**
041110	Pipeta paja estéril 1,1 ml	25	1000	**NC -**
041115	Pipeta paja estéril 2,2 ml	25	1000	**NC -**
061968	Filtro protector intercambiable de PE	-	3600	**NC -**



041106

Micropipetas Acura® manual 825, 826XS, 855 y 835



Acura® 826XS

- Ligeras, agarre optimizado y activación flexible del pistón
- Control de volumen con tope de precisión
- Tapón giratorio que evita los cambios de volumen accidentales
- Calibración rápida y segura por parte del usuario
- Autoclavables sin desmontar
- Robustas, resistente a los golpes y a los rayos UV
- Garantía: 3 años

Micropipeta Acura® 825 y 826XS

- Acura® 826XS: más corta y ligera con una parte inferior más fina para facilitar el pipeteo en microtubos

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Acura® 825 Ref.	Acura® 825 €	Acura® 826XS Ref.	Acura® 826XS €
0,1- 2	0,002	10 µl	**061104**	**NC -**	**061700**	**NC -**
0,5 - 10	0,01	10 µl	**061105**	**NC -**	**061701**	**NC -**
1 - 10	0,01	200 µl	**061106**	**NC -**	**061702**	**NC -**
2 - 20	0,02	200 µl	**061107**	**NC -**	**061703**	**NC -**
5 - 50	0,1	200 µl	**061108**	**NC -**	**061704**	**NC -**
10 - 100	0,1	200 µl	**061109**	**NC -**	**061705**	**NC -**
20 - 200	0,2	200 y 350 µl	**061110**	**NC -**	**061706**	**NC -**
100 - 1.000	1	1000 µl	**061111**	**NC -**	**061707**	**NC -**