Micropipetas Acura® manual 825, 826XS, 855 y 835 (continuación)

Micropipetas multicanal Acura® 855

- Rotación de la parte inferior a 360 °

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	8 canales Ref.	8 canales €	12 canales Ref.	12 canales €
0,5 - 10	0,01	10 µl	**061132**	**NC -**	**061135**	**NC -**
5 - 50	0,1	200 µl	**061133**	**NC -**	**061136**	**NC -**
10 - 100	0,1	200 µl	**350370**	**NC -**	-	-
20 - 200	0,2	200 µl	**061363**	**NC -**	**061364**	**NC -**
40- 350	0,4	350 µl	**061134**	**NC -**	**061137**	**NC -**

Macropipetas Acura® 835

- Pipetas Pasteur o punta paja utilizable en los modelos de 2 y 5 ml con el adaptador
- También disponibles en volumen fijo, encuéntrelos en nuestro sitio web

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€
200 - 2.000	0,002	2 ml	**061714**	**NC -**
200 - 2.000	0,002	2 ml	**350377***	**NC -**
500 - 5.000	0,01	5 ml	**061112**	**NC -**
500 - 5.000	0,01	5 ml	**061200***	**NC -**
1 - 10.000	0,01	10 ml	**061113**	**NC -**

Accesorios para Acura® 835

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
061114B	Filtro de protección para modelo de 2 y 5 ml	50	**NC -**
061115B	Filtro de protección para modelo de 10 ml	50	**NC -**
061712	Adaptador para paja	1	**NC -**
061259	Adaptador para pipeta Pasteur 2 ml	1	**NC -**
061116	Adaptador para paja de 5 ml para utilizar con el adaptador de pipeta Pasteur	1	**NC -**
061116	Paja estéril 5 ml	3600	**NC -**

Kit Micropipeta Acura® Manual

- Kit TwiXS Pack que contiene dos micropipetas Accura 826XS

Ref.	Pipeta 1	Pipeta 2	€
061708	0,1 - 2 µl	2 - 20 µl	**NC -**
061709	0,5 - 10 µl	10 - 100 µl	**NC -**
061789	2 - 20 µl	20 - 200 µl	**NC -**
061710	5 - 50 µl	20 - 200 µl	**NC -**
061711	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	**NC -**
061790	20 - 200 µ	100 - 1000 µl	**NC -**

Entregado con :

+ 1 soporte de estantería ;
+ muestras de puntas Qualitix;
+ un certificado QC por pipeta.



Trio Pack : set de 3 micropipetas Acura® Socorex

- Kit TrioPack que contiene 3 micropipetas 825 (volumen de 0,1 a 1000 µl) o macropipetas 835 (volumen de 0,2 a 10 ml)
- Se entrega con muestras de puntas Qualitix y certificado de control QC por pipeta

Ref.	Contenido del Trio Pack: Pipeta 1	Pipeta 2	Pipeta 2	€
061192	0,1 - 2 µl	0,5 - 10 µl	5 - 50 µl	**NC -**
061194	0,1 - 2 µl	2 - 20 µl	20 - 200 µl	**NC -**
061195	1 - 10 µl	5 - 50 µl	20 - 200 µl	**NC -**
061367	0,5 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	**NC -**
061196	1 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	**NC -**
061197	2 - 20 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	**NC -**
061366	5 - 50 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	**NC -**
061198	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	0,5 - 5 ml	**NC -**
061199	100 - 1000 µl	0,5 - 5 ml	1 - 10 ml	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB