Micropipetas electrónicas Acura® Electro 926 micro, 936 macro, 956 multi Socorex



926 Micro 936 Macro 956 Multi

- Ligeras
- Programación intuitiva
- Seis modos de pipeteo « directo », « inverso », « multidistribución », « dilución », « táctil » y « mezcla »
- Contador de ciclo de pipeteo
- Pantalla clara, lectura reversible derecha/izquierda
- Batería intercambiable
- Numerosos módulos volumétricos autoclavables e intercambiables disponibles, consultar
- Ajuste de la altura de eyección
- Carga rápida, gran autonomía (3000 ciclos)

Volumen (µl)	División (µl)	Tipo de punta	Set de base Acura® Electro		Micropipeta Acura® Electro*	
			Ref.	€	Ref.	€
Micropipetas Acura® Electro XS 926						
0,1 - 2	0,01	Ultra 10 µl	061728	NC -	061720	NC -
0,5 - 10	0,05	Ultra 10 µl	061729	NC -	061721	NC -
0,5 - 10	0,05	200 µl	061730	NC -	061722	NC -
1 - 20	0,1	200 µl	061731	NC -	061723	NC -
2,5 - 50	0,25	200 µl	061732	NC -	061724	NC -
5 - 100	0,5	200 µl	061733	NC -	061725	NC -
10 - 200	1,0	200 µl	061734	NC -	061726	NC -
50 - 1000	5	1000 µl	061735	NC -	061727	NC -
Macropipetas Acura® Electro 936						
0,1 - 2 ml	0,01 ml	2 ml	061739	NC -	061736	NC -
0,25 - 5 ml	0,05 ml	5 ml	061740	NC -	061737	NC -
0,5 - 10 ml	0,05 ml	10 ml	061741	NC -	061738	NC -
Multicanal 8 canales Acura® Electro 956						
0,5 - 10	0,05	Ultra 10 µl	061750	NC -	061742	NC -
2,5 - 50	0,25	200 µl	061751	NC -	061743	NC -
10 - 200	1	200 µl	061752	NC -	061744	NC -
20 - 350	5	350 µl	061753	NC -	061745	NC -
Multicanal 12 canales Acura® Electro 956						
0,5 - 10	0,05	Ultra 10 µl	061754	NC -	061746	NC -
2,5 - 50	0,25	200 µl	061755	NC -	061747	NC -
10 - 200	1,0	200 µl	061756	NC -	061748	NC -
20 - 350	5,0	350 µl	061757	NC -	061749	NC -

* Se suministra sin cargador: debe completarse con el carrusel de carga ref. 061150 y el cargador ref. 061154.



Módulos volumétricos



Set de base



Teclado

7 micropipetas (0,1 a 1000 µl), 3 macropipetas (0,1 a 10 ml) a 8 multicanal (0,1 a 350 µl).

2 presentaciones:

+ micropipeta Acura® Electro entregada individualmente, con certificado de calibración, de muestras y puntas Qualitips®, el modo de empleo, sin cargador* ;
+ un conjunto básico incluye :
  - une pipeta,
  - un certificado de calibración individual,
  - instrucciones de uso,
  - un soporte de carga,
  - un pack de pilas adicionales,
  - una toma de corriente,
  - puntas de muestra Qualitips®.

+ info en nuestras WEB