Micropipetas Ecopipette

- Gran botón de eyección de puntas
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo
- Base de metal
- Doble junta para un mejor sellado

Ref.	Volumen (µl)	Código color	€
091037	0,2 - 2	Violeta	NC -
091038	0,5 - 10	Blanco	NC -
091039	2 - 20	Gris	NC -
091040	5 - 50	Rojo	NC -
091041	10 - 100	Naranja	NC -
091042	20 - 200	Amarillo	NC -
091043	100 - 1000	Azul	NC -

Soporte para 3 pipetas

Ref.	Descripción	€
091176	Soporte para 3 pipetas Capp	NC -



Micropipetas Bravo de volumen variable

- Totalmente autoclavables
- Ergonómicos
- Ultra ligeras

Visiten nuestras WEB

Ref.	Volumen (µl)	Código color	€
091186	0,2 - 2	Rosa	NC -
091187	0,5 - 10	Gris	NC -
091189	2 - 20	Gris	NC -
091190	5 - 50	Rojo	NC -
091191	10 - 100	Naranja	NC -
091192	20 - 200	Amarillo	NC -
091193	100 - 1000	Azul	NC -
091194	1 - 5000	Verde	NC -
091195	1 - 10000	Verde	NC -



Micropipetas CappAero de 8, 12, 16, 48 y 64 canales

- Volumen fijo y volúmenes variables combinados en una micropipeta
- El volumen se puede cambiar y bloquear con una sola mano
- Apto para diestros y zurdos
- Totalmente autoclavables, de fácil mantenimiento
- Sistema de eyección simple
- El diseño ergonómico permite un fácil mantenimiento, acceso rápido a los pistones para su limpieza y engrasado
- Doble junta en cada cono porta-puntas para una mejor adaptabilidad de las puntas
- Robustez y resistencia química gracias al aluminio anodizado, al acero inoxidable y a los plásticos duraderos
- Cada canal es independiente
- 3 años de garantía para todas las pipetas CappAero

Visiten nuestras WEB

Volumen (µl)	Código Color	8 canales Ref.	8 canales €	12 canales Ref.	12 canales €
0,5 - 10 µl	Blanco	091206	NC -	091212	NC -
2 - 20 µl	Gris	091207	NC -	091213	NC -
5 - 50 µl	Rojo	091208	NC -	-	-
10 - 100 µl	Naranja	091209	NC -	091214	NC -
20 - 200 µl	Amarillo	091210	NC -	091215	NC -
30 - 300 µl	Negro	091211	NC -	091216	NC -



Micropipetas de 16 canales CappAero Softline

Ref.	Número canales	Volumen (µl)	Color	€
091018	16	0,2 - 2	Violeta	NC -
091017	16	0,5 - 10	Blanco	NC -

Micropipetas de 48 canales CappAero (mango estándar)

Ref.	Descripción	€
091096	Pipeta de 48 canales estándar,5 - 10 µl	NC -
091090	Puntas EXPELLPLUS 0,2 - 50 µl Capp (Las 10 x 384)	NC -

Micropipeta microbiología CAPP

- Para utilizar con las pipetas paja
- Para volúmenes de 100, 900 y 1000 µl
- Se entrega con los 3 botones de los 3 volúmenes
- Rotación libre del volumen
- Ideal para el pipeteo de productos viscosos como crema, yogur, cosméticos
- Totalmente autoclavable



Pajitas estériles

Ref.	Descripción	€ 1000 unid.
091076	Pajas estériles, 19 cm	NC -

Ref.	Descripción	€
091009	Pipeta microbiología volumen de 100, 900 ó 1000 µl	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB