Micropipetas Transferpette S



- Pistón de flujo bajo y baja fuerza de pipeteo
- Bloqueo de volumen para un pipeteo seguro
- Código de color visible en la pantalla, el botón de bloqueo y la parte inferior de la micropipeta
- Calibración rápida y sin herramientas con la tecnología Easy Calibration
- Soporte de cono fino para facilitar el pipeteo en recipientes estrechos
- Autoclavables a 121 °C sin desmontar

Micropipetas Transferpette S volumen variable

Ref.	Volumen (µl)	Código color	€
042527	0,1 - 1	Gris (nano-cap)	NC -
042528	0,1 - 2,5	Gris (nano-cap)	NC -
042529	0,5 - 10	Gris	NC -
042530	2 - 20	Amarillo	NC -
042531	5 - 50	Amarillo	NC -
042532	10 - 100	Amarillo	NC -
042533	20 - 200	Amarillo	NC -
042534	100 - 1000	Azul	NC -
042535	500 - 5000	Rojo	NC -
042536	1000 - 10000	Azul claro	NC -

Micropipetas Transferpette S volumen fijo

Ref.	Volumen (µl)	Código color	€
042518	10	Gris	NC -
042519	20	Amarillo	NC -
042520	25	Amarillo	NC -
042521	50	Amarillo	NC -
042522	100	Amarillo	NC -
042523	200	Amarillo	NC -
042524	500	Azul	NC -
042525	1000	Azul	NC -
042526	2000	Rojo	NC -

Micropipetas Transferpette S multicanal

Volumen (µl)	Código color	Modelo 8 canales		Modelo 12 canales	
		Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	Gris	042543	NC -	042548	NC -
5 - 50	Amarillo	042544	NC -	042549	NC -
10 - 100	Amarillo	042545	NC -	042550	NC -
20 - 200	Amarillo	042546	NC -	042551	NC -
30 - 300	Verde	042547	NC -	042552	NC -

Micropipetas Transferpette electrónicas BRAND



- Reducción de las fuerzas de fijación y expulsión
- Correa de sujeción ajustable
- Control intuitivo del menú
- Selección de programas: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel, dispensación, técnica Easy Calibration
- 4000 ciclos de pipeteo para una carga de batería
- Se puede utilizar mientras se recarga
- Parte inferior autoclavable

Micropipetas Transferpette electrónicas monocanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Código color	Ref.	€
0,5 - 10	0,01	Gris	042583	NC -
2 - 20	0,02	Gris	781974	NC -
10 - 200	0,2	Amarillo	781605	NC -
50 - 1000	1	Azul	781731	NC -
250 - 5000	5	Rojo	674097	NC -

Micropipetas Transferpette electrónicas multicanal

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Código color	8 canales		12 canales	
			Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	0,01	Gris	042584	NC -	781977	NC -
1 - 20	0,02	Gris	781975	NC -	781978	NC -
5 - 100	0,1	Amarillo	781616	NC -	781979	NC -
10 - 200	0,2	Amarillo	674385	NC -	781980	NC -
15 - 300	0,5	Verde	674375	NC -	042585	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
781981	Soporte de recarga para 3 pipetas Transferpette electrónicas	NC -
781982	Soporte individual para 1 pipeta Transferpette electrónica	NC -
781984	Soporte individual para micropipetas Transferpette multicanal	NC -