Puntas Mµlti

Ventajas

+ Una punta especialmente diseñada para la investigación
+ Un graSoft Tip : fabricadas de un polipropileno más flexible, estas puntas facilitan la fijación en la micropipeta y reducen el
+ Una amplia gama de envases y presentaciones

Punta estándar o punta Low Binding

Las puntas Mµlti ofrecen dos calidades de superficie:

+ La superficie "estándar" de polipropileno virgen
+ La superficie "Low Binding": la punta, convertida en hidrofóbica, reduce las tensiones superficiales. Esta propiedad tiene dos ventajas: máxima recuperación de la muestra y una retención de ADN y proteínas mucho menor que en una punta ordinaria

DNasa RNasa · Inhibidor de PCR · ADN humano · Pirógenos

Una garantía de calidad

Sueltos

En bolsa con zip para garantizar su cierre.



Sueltas

Puntas	Vol. (µl)	Modelo	Longitud (mm)	Ø apertura (mm)	Graduación (µl)	Color	Tipo	Estéril	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Natural	Estándar	No	**023580A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**035000A**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
		E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	-	Natural	Estándar	No	**013970**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**035040A**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
		Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Natural	Estándar	No	**-**	-	**-**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
		LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Natural	Estándar	No	**037650A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**037650TA**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
	200	Estándar	50,7	0,46	-	Natural	Estándar	No	**010440**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**-**	-	**-**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
						Amarillo	Estándar	No	**017020AA**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
		Graduada	51,44	0,46	1, 50, 100	Natural	Estándar	No	**015720A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**035080A**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
						Amarillo	Estándar	No	**032430A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
	300	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Natural	Estándar	No	**031770A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**031770TA**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
		XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Natural	Estándar	No	**130800A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**130800TA**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
	1000	Estándar	72,9	0,91	-	Natural	Estándar	No	**010180**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
							Low binding	No	**035170A**	1000	**NC -**
							Low binding	Sí	**-**	-	**-**
						Azul	Estándar	No	**010040A**	1000	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Natural	Estándar	No	**031610A**	768	**NC -**
							Estándar	Sí	**-**	-	**-**

*Versión sin células** Kit de inicio, que incluye 1 recambio de puntas, 1 cargador y racks vacíos.

CellRack con tapa fijadora vacía

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
028310	Rack para puntas 10 a 200 µl	10	**NC -**
028360	Rack para puntas 10 µl G	10	**NC -**
016460	Rack para puntas 1000 µl	60	**NC -**

CellRack con tapa abatible vacía

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
027280	Rack para puntas 10 a 200 µl	10	**NC -**
016460	Rack para puntas 1000 µl	60	**NC -**
021750	Rack para puntas 1250 µl	8	**NC -**