
Puntas con filtro Mµlti




Adhesión relativa de la muestra en la pared de una punta ordinaria


La punta "low binding" permite la eyección de la totalidad de la muestra

- Puntas estériles
- Filtro hidrofóbico, que evita que los aerosoles suban a la micropipeta y el riesgo de contaminación
- En gradilla CellRack con tapa fijadora o con bisagras (véase la descripción de los racks en la página anterior)
- En versión estándar o low binding

							Puntas en CellRack con tapa fijadora			Puntas en CellRack con tapa de bisagra		
Puntas	Vol. (µl)	Modelo	Longitud (mm)	Ø apertura (mm)	Graduación (µl)	Tratamiento	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Estándar	**028200**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**035200**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
		E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	10	Estándar	**015020**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**035210**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
		Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Estándar	**-**	-	**-**	**130340**	10 x 96	**NC -**
						Low binding	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
		LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Estándar	**038000**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**038000T**	10 x 96	**NC -**	**030360T**	10 x 96	**NC -**
	20	Estándar	50,7	0,46	-	Estándar	**014210**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**035220**	10 x 96	**NC -**	**030370T**	10 x 96	**NC -**
	100	Estándar	50,7	0,46	-	Estándar	**036060**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**036060T**	10 x 96	**NC -**	**030380T**	10 x 96	**NC -**
	200	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Estándar	**030550**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**030550T**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
		Estándar	50,7	0,46	-	Estándar	**014220**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**014220T**	10 x 96	**NC -**	**030390T**	10 x 96	**NC -**
		XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200	Estándar	**017370**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**035240**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
	300	XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Estándar	**130510**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**130510T**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**
	1000	Estándar	72,9	0,91	-	Estándar	**014200**	10 x 100	**NC -**	**-**	-	**-**
						Low binding	**035260**	10 x 100	**NC -**	**-**	-	**-**
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Estándar	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
						Low binding	**-**	-	**-**	**134000**	10 x 96	**NC -**

Puntas no representadas a escala.