## Puntas con filtro ART




Todas las marcas de micropipetas tienen una punta ART de ajuste perfecto.
La punta Softfit tiene una estanqueidad reforzada.
El filtro hidrofóbico evita cualquier reflujo accidental de líquido hacia el filtro y la pipeta.
Todas las puntas ART son estériles, (excepto las que están envasadas sueltas).
La punta ART está disponible en una versión estándar, o "Low retention" para mejorar la recuperación de la muestra.

### Una amplia gama de presentaciones:

+ en rack individual con tapa fijadora ;
+ en rack individual con tapa con bisagras ;
+ sueltas ;
+ en recambios individuales: las puntas estériles se colocan en una bandeja bajo un blister individual;
+ en recambios sobre bandejas, listos para usar

1) Sujete la parte superior del blíster y retire la hoja despegable.
2) Coloque la muestra sobre la gradilla.
3) Pulse.

| Modelo | Vol. (µl) | Longitud (mm) | Características | Compatibilidad | Unid. de envase |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 10 Reach | 0,1 – 10 | 43,3 | Ideal para microvolúmenes, de gran longitud apto para microtubos | Gilson P2-P10, Finnpipette 2 y 10 µl micro, Sartorius Biohitfamily 10 µl, Eppendorf 2,5 µl | 10 x 96 |
| ART 10 | 0,1 – 10 | 31,3 | Volumen bajo | Gilson P2-P10, Finnpipette 2 y 10 µl, Sartorius Biohitfamily 10 µl | 10 x 96 |
| ART 10E | 0,5 – 10 | 47,7 | Volumen bajo | Eppendorf 10 µl, Socorex 10 µl | 10 x 96 |
| ART 10F | 0,5 – 10 | 58,8 | Volumen bajo | Finnpipette 10 µl universal, Sartorius Biohitfamily 10 µl | 10 x 96 |
| ART 20P | 0,5 – 20 | 50,7 | Universal | Gilson P20, Eppendorf 20 µl, Socorex 20 µl | 10 x 96 |
| ART 20 | 0,5 – 20 | 45,7 | - | Eppendorf 10 µl | 10 x 96 |
| ART 50U | 0,5 – 50 | 52 | Softfit, con rack reforzado, especial multicanal | Multicanal (Labsystems 5 – 50 µl, Sartorius Biohitfamily 5 – 50 µl, Eppendorf 5 - 50 µl) | 10 x 96 |
| ART 100 | 1 – 100 | 58,8 | - | Finnpipette 40 µl Multicanal (Labsystems 5 – 50 µl, Sartorius Biohitfamily 5 – 50 µl) | 10 x 96 |
| ART 100E | 1 – 100 | 50,7 | Universal | Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Sartorius Biohitfamily 50 µl et électronique 100 µl | 10 x 96 |
| ART 200 | 1 – 200 | 58,8 | Universal | Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnp. 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl | 10 x 96 |
| ART 200 REACH | 1 – 200 | 90,9 | Muy larga | Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnp. 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl | 8 x 96 |
| ART 200U | 1 – 200 | 52 | Softfit, con rack reforzado, especial multicanal | Multicanal (Labsystems 50 – 300 µl, Eppendorf 50 – 300 µl), toda pipeta 200 µl | 10 x 96 |
| ART 200G | 5 – 200 | 49,7 | Gran orificio para células frágiles, ADN y soluciones viscosas | Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl | 10 x 96 |
| ART 300 | 1 – 300 | 58,4 | Especial multicanal | Multicanal (Sartorius Biohitfamily 250 µl, Finnpipette 300 µl), Eppendorf Research Pro 300 µl | 10 x 96 |
| ART 500 | 50 – 500 | 79 | Softfit | Eppendorf 50 – 250 µl, Sartorius Biohitfamily 50 – 500 µl | 8 x 100 |
| ART 1000 | 100 – 1000 | 79 | Softfit | Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpipette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl | 8 x 100 |
| ART 1000E | 100 – 1000 | 102,2 | Muy larga | Gilson P1000, Finnp. 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl, Eppend. 1000 µl | 8 x 100 |
| ART 1000G | 100 – 1000 | 85,4 | Gran orificio para células frágiles, ADN y soluciones viscosas | Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpipette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl | 8 x 100 |
| ART 1000 REACH | 100 – 1000 | 118 | Gran Longitud, Softfit | Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpipette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl | 8 x 96 |
| ART 1250 REACH | 100 – 1250 | 102,2 | Muy larga | - | 8 x 96 |
| ART 5000 | 1000 - 5000 | 117 | - | Gilson P5000 | Bolsas estériles de 250 puntas |
| ART GEL 20P | 0,5 – 20 | 70,9 | Un capilar flexible para el recubrimiento de gel | Gilson P20, Eppendorf 20 µl, Finnpipette 10 µl | 10 x 96 |
| ART GEL | 0,5 – 100 | 70,9 | Un capilar flexible para el recubrimiento de gel | Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Finnpipette 40 µl | 10 x 96 |
| ART XLP | 5 – 100 | 91,2 | Gran longitud; llega al fondo de los tubos de 12 x 75 mm | Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Finnpipette 40 µl | 8 x 96 |
| ART XLP 200 | 5 – 200 | 91,2 | Gran longitud; llega al fondo de los tubos de 12 x 75 mm | Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Socorex 1000 µl | 8 x 96 |
| ART XLG | 5 – 200 | 91,2 | Gran longitud y amplio orificio para células, ADN y soluciones viscosas | Gilson P200, Eppendorf 100 µl, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 40 µl | 8 x 96 |
| ART 1000 XL | 100 - 1000 | 89 | Universal | Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl Finnpipette 1000 µl | 8 x 96 |

## Kits «Essential»

- Kits «essential» rack con bisagras contiene :
  - ART 200 (ref 038019) x 4
  - ART 10 reach (ref 038001) x 4
  - ART 1000XL (ref 041539) x 4

- Kits «essential» inserto de recambio contiene :
  - ART 200 (ref 038019) x 4
  - ART 10 reach (ref 038001) x 4
  - ART 1000XL (ref 041539) x 4

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 041604 | Kit «essential» puntas ART : 4 racks con bisagras de cada punta ref. 038019, ref. 038001, ref. 041539 | NC - |
| 041605 | Kit «essential» puntas ART : 4 insertos de recambio de cada punta ref. 038019, ref. 038001, ref. 041539 | NC - |