Puntas Labcon


Sueltos


Rack


Envase individual

- Puntas con o sin filtro, estándar o baja retención, estériles o no estériles
- Universales, compatibles con la mayoría de las micropipetas del mercado
- De polipropileno
- Autoclavable (121°C, 15 min)
- Sueltas: en bolsas resellables de polietileno
- Gradilla: recargable y reutilizable, autoclavable, tapa abatible
- Envase individual: puntas estériles en bolsas de polietileno termoselladas



Puntas sin filtro

	Vol. (µl)	Longitud (mm)	Características		Sueltas	Sueltas baja retención	Rack	Rack estéril	Rack de baja retención	Rack estéril de baja retención	Envase individual
	10	31,4	Graduada, extremo ultrafino	Ref	949381	949769	949391	949402	949415	949421	-
				Unid. de env.	1000	1000 x 10	96 x 12	96 x 12	96 x 12	96 x 12	-
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
	10	31,4	Graduada, siliconada, extremo ultrafino	Ref	949683	-	949684	949685	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 12 x 10	96 x 12 x 10	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	10	38,1	TubeGard*, extremo ultrafino	Ref	949382	950695	949392	949403	949416	949422	-
				Unid. de env.	1000	1000 x 10	96 x 10	96 x 10	96 x 10	96 x 10	-
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
	10	47,6	Larga, graduada, extremo ultrafino	Ref	949625	949775	949626	949627	949776	949777	-
				Unid. de env.	1000 x 10	1000 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	-
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
	200	49,7	Extremo biselado, color natural	Ref	949384	949692	949394	949405	949418	949424	950696
				Unid. de env.	1000	1000 x 10	96 x 10	96 x 10	96 x 10	96 x 10	200 x 10
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	200	49,7	Extremo biselado, color amarillo	Ref	949378	-	949396	949407	-	-	949472
				Unid. de env.	1000	-	96 x 10	96 x 10	-	-	200
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	NC -
	200	49,7	Extremo biselado, color natural, graduada	Ref	949385	-	949395	949406	-	-	949473
				Unid. de env.	1000	-	96 x 10	96 x 10	-	-	200
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	NC -
	200	49,7	Extremo biselado, color natural, siliconada	Ref	949686	-	949687	949688	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	200	49,7	Extremo biselado, color natural, apertura ancha	Ref	949590	949772	949591	949592	949773	949774	-
				Unid. de env.	1000 x 10	1000 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	-
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
	200	49,7	Flextop**, graduada, extremo ultrafino	Ref	949570	-	949571	949572	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	200	83,8	Flextop**, larga, extremo ultrafino	Ref	949549	-	949550	949551	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 6 x 8	96 x 6 x 8	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	300	71,1	Flextop**, larga, extremo ultrafino	Ref	949554	-	949555	949556	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 6 x 8	96 x 6 x 8	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	300	52,1	Extremo biselado	Ref	949635	949787	949636	949637	949788	949789	949632
				Unid. de env.	1000 x 10	1000 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	200 x 10
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	1000	75,9	Flextop**, extremo ultrafino, graduada	Ref	949387	-	949398	949409	-	-	-
				Unid. de env.	1000	-	96 x 6	96 x 6	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	1000	75,9	Flextop**, extremo ultrafino, color azul	Ref	949388	-	949399	949410	-	-	-
				Unid. de env.	1000	-	96 x 6	96 x 6	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	1250	88,9	Flextop**, apertura ancha	Ref	949390	-	949401	949412	-	-	-
				Unid. de env.	1000	-	96 x 6	96 x 6	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	1250	88,9	Flextop**, larga extremo ultrafino	Ref	949389	949784	949400	949411	949420	949426	949642
				Unid. de env.	1000	1000 x 10	96 x 6	96 x 6	96 x 6	96 x 6	200 x 10
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* TubeGard: evita que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con el tubo para obtener muestras sin contaminación.
** Flextop: proporciona una estanqueidad perfecta de la pipeta con una fuerza de eyección mínima, reduciendo las lesiones causadas por movimientos repetitivos.
Puntas no representadas a escala. Consulte las longitudes (en mm) en la tabla.