Puntas Labcon (continuación)

Puntas Eclipse

- Sistema de recambio de puntas en envases 100% renovables con contenido reducido de plástico (80 % menos plástico que los recambios de marca estándar)
- Solución sostenible y ecológica: plataformas con código de color (PP) y tapa (PET) fabricadas con plástico reciclado y reciclable, envase de papel reciclado que se recicla fácilmente después de su uso
- Puntas sin filtro, estándar o baja retención, estériles o no estériles
- Universales, compatibles con la mayoría de las micropipetas del mercado
- Autoclavable (121°C, 15 min)

Solución sostenible y ecológica

GoGREEN



	Vol. (µl)	Longitud (mm)	Características		Recambio Eclipse	Recambio Eclipse estéril	Recambio Eclipse low retention	Recambio Eclipse estéril low retention	Recambio Eclipse mini	Recambio Eclipse mini low retention
	10	31,4	Graduada, extremo ultrafino	Ref	**949413**	**949629**	**949767**	**949768**	**949628**	**949766**
				Unid. de env.	96 x 6 x 10	96 x 13 x 10	96 x 13 x10	96 x 13 x10	96 x 6 x 10	96 x 6 x 10
				€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
	10	38,1	TubeGard*, extremo ultrafino	Ref	**949132**	**949622**	**950697**	-	-	-
				Unid. de env.	96 x 14	96 x 14 x 10	96 x 14 x 10	-	-	-
				€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-
	200	49,7	Extremo biselado, color natural	Ref	**949232**	-	**949248**	-	-	**949689**
				Unid. de env.	96 x 10	-	96 x 10	-	-	96 x 5 x 10
				€	**NC -**	-	**NC -**	-	-	**NC -**
	200	49,7	Extremo biselado, color amarillo	Ref	**949092**	**949600**	-	-	**949599**	-
				Unid. de env.	96 x 10	96 x 10 x 10	-	-	96 x5 x10	-
				€	**NC -**	**NC -**	-	-	**NC -**	-
	200	49,7	Extremo biselado, color natural, graduada	Ref	**949261**	**949714**	-	-	**949713**	-
				Unid. de env.	96 x 10	96 x 10 x 10	-	-	96 x 5 x 10	-
				€	**NC -**	**NC -**	-	-	**NC -**	-
	200	49,7	Extremo biselado, color natural, apertura ancha	Ref	**949589**	-	-	-	-	-
				Unid. de env.	96 x 10 x 10	-	-	-	-	-
				€	**NC -**	-	-	-	-	-
	200	49,7	Flextop**, graduada, extremo ultrafino	Ref	**949054**	**949568**	-	-	**949567**	-
				Unid. de env.	96 x 10	96 x 10 x 10	-	-	96 x 5 x 10	-
				€	**NC -**	**NC -**	-	-	**NC -**	-
	1250	88,9	Flextop**, apertura ancha	Ref	**949414**	-	-	-	-	-
				Unid. de env.	96 x 5	-	-	-	-	-
				€	**NC -**	-	-	-	-	-
	1250	88,9	Flextop**, punta larga, extremo ultrafino	Ref	**949170**	**949643**	**949342**	**949782**	-	-
				Unid. de env.	96 x 5	96 x 5 x 10	96 x 5	96 x 5 x 10	-	-
				€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-

* TubeGard: evita que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con el tubo para obtener muestras sin contaminación.
** Flextop: proporciona una estanqueidad perfecta de la pipeta con una fuerza de eyección mínima, reduciendo las lesiones causadas por movimientos repetitivos.
Puntas no representadas a escala. Consulte las longitudes (en mm) en la tabla.

Gradillas vacías para puntas Eclipse

Ref.	Descripción	€
949377	Rack para puntas de 10 a 250 µl (10 unid.)	**NC -**
949447	Rack para puntas de 100 a 1250 µl (6 unid.)	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB