Puntas Labcon (continuación)

Puntas con filtro

Autoclavable (121°C, 15 min)





	Vol. (µl)	Longitud (mm)	Características		Sueltas	Rack	Rack estéril	Rack estéril de baja retención	Envase individual	Eclipse UNO estéril	Eclipse UNO baja retención
	10	31,4	Graduada, extremo ultrafino	Ref	949483	949657	949482	949791	949476	949654	949790
				Unid. de env.	1000	96 x 12 x 10	96 x 12	96 x 12 x 10	200	96 x 10 x 5	**96 x 10 x 5**
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	10	38,1	TubeGard, extremo ultrafino	Ref	949747	949748	949749	949793	-	949746	949792
				Unid. de env.	1000 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10 x 10	-	96 x 10 x 5	96 x 10 x 5
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -
	10	47,6	Larga, graduada, extremo ultrafino	Ref	-	-	949033	949034	-	-	-
				Unid. de env.	-	-	960 x 10	960 x 10	-	-	-
				€	-	-	NC -	NC -	-	-	-
	10	38,1	Flextop, extremo ultrafino	Ref	949035	-	949486	-	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 10	-	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	-	-	-	-
	10	49,7	Graduada, extremo biselado	Ref	-	-	949487	-	-	-	-
				Unid. de env.	-	-	96 x 10	-	-	-	-
				€	-	-	NC -	-	-	-	-
	20	49,7	Extremo biselado	Ref	949490	949665	949489	949798	949491	949663	949797
				Unid. de env.	1000	96 x 10 x 10	96 x 10	96 x 10 x 10	200	96 x 10 x 5	96 x 10 x 5
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	200	52,1	Extremo ultrafino	Ref	949503	949678	949502	949804	949477	949677	949803
				Unid. de env.	1000	96 x 10 x 10	96 x 10	96 x 10 x 10	200	96 x 10 x 5	96 x 10 x 5
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	200	49,7	Extremo biselado, color natural, gran abertura	Ref	949505	949750	949504	949740	949475	-	949739
				Unid. de env.	1000	96 x 10 x 10	96 x 10	96 x 10 x 10	200	-	96 x 10 x 5
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -
	200	49,7	Flextop, graduada, extremo ultrafino	Ref	-	-	949506	-	-	-	-
				Unid. de env.	-	-	96 x 6	-	-	-	-
				€	-	-	NC -	-	-	-	-
	300	52,1	Extremo biselado	Ref	949674	949675	949508	949802	949672	949673	949801
				Unid. de env.	1000 x 10	96 x 10 x 10	96 x 10	96 x 10 x 10	200 x 10	96 x 10 x 5	96 x 10 x 5
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	300	71,1	Flextop, larga, extremo ultrafino	Ref	949036	-	949510	949741	-	-	-
				Unid. de env.	1000 x 10	-	96 x 6	96 x 6	-	-	-
				€	NC -	-	NC -	NC -	-	-	-
	1000	75,9	Flextop, extremo ultrafino, graduada	Ref	-	-	949514	-	-	-	-
				Unid. de env.	-	-	96 x 6	-	-	-	-
				€	-	-	NC -	-	-	-	-
	1000	88,9	Flextop, larga, extremo ultrafino	Ref	949512	949670	949511	949800	949513	949525	949799
				Unid. de env.	1000	96 x 6 x 8	96 x 6	96 x 6 x 8	200	96 x 8 x 3	96 x 8 x 3
				€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	1000	88,9	Boca ancha	Ref	-	-	949515	949743	-	-	949742
				Unid. de env.	-	-	96 x 6	96 x 6 x 8	-	-	96 x 8 x 3
				€	-	-	NC -	NC -	-	-	NC -

* TubeGard: evita que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con el tubo para obtener muestras sin contaminación.
** Flextop: proporciona una estanqueidad perfecta de la pipeta con una fuerza de eyección mínima, reduciendo las lesiones causadas por movimientos repetitivos.
Puntas no representadas a escala. Consulte las longitudes (en mm) en la tabla.