
Soporte mural universal



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
320654	Soporte mural universal	2	NC -

- De ABS
- Acepta todos los modelos de pipeta
- Para 2 pipetas monocanal o 2 pipetas multicanal o una combinación de ambas
- Se puede añadir o quitar un inserto en el segmento superior para acomodar diferentes anchos de pipeta
- No autoclavable
- Se puede lavar con agua y jabón o con un desinfectante estándar de laboratorio
- Soporte en dos segmentos de colores diferentes para una mejor identificación
- Se suministra con segmentos inferiores: 2 azules, 2 verdes, 2 transparentes; y soportes segmentos : 2 azules, 2 verdes, 1 violeta, 1 amarillo



Soporte universal



- Acepta todos los modelos de pipeta
- En acrílico
- Emplazamiento adaptado para pipetas multicanal

Ref.	Descripción	€
062935	Soporte para 3 pipetas incluyendo 1 pipeta multicanal	NC -
062936	Soporte para 5 pipetas incluyendo 2 pipetas multicanal	NC -
062937	Soporte para 6 pipetas incluyendo 4 pipetas multicanal	NC -

Soporte para pipetas y puntas



- Para 4 pipetas
- Doble bandeja transparente
- Tapa con cierre automático
- Bordes anchos en la tapa para facilitar el manejo
- Dimensiones: 244 x 165 x 246 mm

Ref.	Descripción	€
037931	Soporte para 4 pipetas y puntas	NC -

Soporte carrusel universal



- De ABS
- Capacidad para 8 pipetas monocanal o 4 multicanal - o combinados multicanal y monocanal
- Compatible con la mayoría de las pipetas del mercado
- Cabezal pivotante y base lastrada que permite la manipulación con una mano
- Pipeta colocada verticalmente
- Diferentes colores disponibles

Color: parte superior del sistema de retención	Verde/azul (8 de cada una)	Violeta/transparente (8 de cada una)	Transparente (8) y combinados* (8)
Color : parte inferior del sistema de retención	Azul (8)	Violeta (8)	Combinados (8)
Ref.	320547	320548	320549
€	NC -	NC -	NC -

* Violeta, amarillo, rojo, naranja, verde, gris, azul y transparente.

Soporte universal para pipetas, descontaminante por tratamiento UV



- Destruye el 99% de los contaminantes
- Exposición a los rayos UV (254 nm) en 360°
- Capacidad de 6 pipetas monocanal
- Compatible con la mayoría de las pipetas del mercado

Ref.	Descripción	€
062984	Carrusel de descontaminación UV para pipetas monocanal	NC -