
Varipette® Eppendorf

eppendorf



Pipeta para grandes volúmenes de 1 a 10 ml
Micropipeta de desplazamiento positivo para volúmenes de hasta 10 ml. Bien adaptaba a los líquidos viscosos y con fuerte presión de vapor. La Varipette® acepta dos tipos de jeringas de dispensación :

+ Varitip P, jeringa para aspirar volúmenes de 1 ml a 10 ml en recipientes poco profundos ;
+ Varitip S, que cuenta con una jeringa corta y una punta larga. Maxitip de 10 ml (pedir por separado), que permite aspirar líquidos del fondo de frascos o tubos profundos. Además, se le puede añadir una válvula especial para evitar la formación de gotitas en la punta cuando se usan líquidos con presión de vapor elevada.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
033067	Varipette 10 ml 4720	1	NC -
033068	Jeringas Varitip P	100	NC -
033069	Jeringas Varitip S	30	NC -
033070	Maxitip 10 ml para Varitip S	200	NC -
033072	Válvula para Varitip S	100	NC -
033073	Adaptador para soporte carrusel Eppendorf	1	NC -

Pipeta de desplazamiento positivo Pos-D™

RAININ
Pipetting 360°



- Diseñado para líquidos de alta densidad, viscosidad o presión de vapor
- Con capilares y pistones desechables
- Pipeta de desplazamiento positivo que evita la contaminación por aerosoles, de muestras o pipetas
- Pistón móvil en un capilar de plástico en contacto directo con el líquido

Conjunto de capilares-pistones Pos-D™

- Capilares y pistones en rack de 60
- Estériles

Ref.	Tipo	Volumen (µl)	Unid./ caja	€/ caja
711327	C-10	10	3 x 60	NC -
711328	C-25	25	3 x 60	NC -
711329	C-50	50	3 x 60	NC -
711330	C-100	100	3 x 60	NC -
711331	C-250	250	3 x 60	NC -
711332	C-1000	1000	3 x 60	NC -

Ref.	Modelo POS-D	Volumen (µl)	Capilares correspondientes	Incremento (µl)	€
711321	10 µl	0,5 - 10	C-10	0,02	NC -
711322	25 µl	3 - 25	C-25	0,02	NC -
711323	50 µl	20 - 50	C-50	0,02	NC -
711324	100 µl	10 - 100	C-100	0,2	NC -
711325	250 µl	50 - 250	C-250	0,2	NC -
711326	1000 µl	100 - 1000	C-1000	2	NC -

Pipetas de desplazamiento positivo Transferpettor BRAND

BRAND

Diseñado para líquidos con alta o baja viscosidad, alta densidad, alta presión de vapor y tendencia a la formación de espuma.



Pipetas Transferpettor - volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Color	Ref.	€	Piezas de recambio: Capilares Ref.	Capilares €	Pistón Ref.	Pistón €	Vástago del pistón Ref.	Vástago del pistón €
2,5 - 10	0,01	Naranja	781931	NC -	042407	NC -	-	-	781965	NC -
5 - 25	0,1	Blanco	674331	NC -	090618	NC -	701920	NC -	781966	NC -
10 - 50	0,1	Verde	674332	NC -	781695	NC -	781694	NC -	781967	NC -
20 - 100	0,1	Azul	781652	NC -	674328	NC -	781953	NC -	781968	NC -
100 - 500	1	Verde	781932	NC -	781949	NC -	781954	NC -	-	-
200 - 1.000	1	Amarillo	781650	NC -	781757	NC -	781758	NC -	-	-
1.000 - 5.000	10	Rojo	7028-10	NC -	781951	NC -	781955	NC -	-	-
2.000 - 10.000	10	Naranja	781651	NC -	781952	NC -	781957	NC -	-	-

Pipetas Transferpettor - volumen fijo

Volumen (µl)	Color	Ref.	€	Piezas de recambio: Capilares Ref.	Capilares €	Pistón Ref.	Pistón €	Vástago del pistón Ref.	Vástago del pistón €
1	Blanco	781933	NC -	042406	NC -	-	-	781964	NC -
2	Blanco	781934	NC -	042406	NC -	-	-	781964	NC -
5	Blanco	781935	NC -	042406	NC -	-	-	781964	NC -
10	Naranja	781937	NC -	042407	NC -	-	-	781965	NC -
20	Negro	781938	NC -	091499	NC -	701920	NC -	781966	NC -
25	Blanco	781939	NC -	090618	NC -	701920	NC -	781966	NC -
50	Verde	781943	NC -	781695	NC -	781694	NC -	781967	NC -
100	Azul	781403	NC -	674328	NC -	781953	NC -	781968	NC -
200	Rojo	781409	NC -	674328	NC -	781953	NC -	781969	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
781962	Soporte para 4 pipetas hasta 200 µl	NC -
781963	Soporte para 2 pipetas de 0,5 a 10 ml	NC -