MICROMAN® E Gilson

GILSON

Micropipetas de desplazamiento positivo con pistones capilares (CP) desechables, especialmente adecuadas para líquidos difíciles.

- Ideal para muestras viscosas, volátiles, densas, contaminadas o peligrosas
- Eliminación de todos los riesgos de contaminación por aerosoles (CP desechables)
- Disponibles con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado COFRAC)

MICROMAN® E

- Dispositivo «QuickSnap» : fijación del CP tan simple como una punta de pipeta estándar
- Sistema de bloqueo del volumen para un reglaje preciso sin riesgo de modificación
- Visualización en posición frontal
- Nueva forma de alerón y botón pulsador ancho

Tipo	Volumen	Ref. MICROMAN E®	€
M10	1 - 10 µl	**070089**	**NC -**
M25	3 - 25 µl	**070090**	**NC -**
M50	20 - 50 µl	**070091**	**NC -**
M100	10 - 100 µl	**070092**	**NC -**
M250	50 - 250 µl	**070093**	**NC -**
M1000	100 - 1000 µl	**070094**	**NC -**

MICROMAN® E



Conjunto capilar - pistón (CP)

- Muy alta precisión para las muestras difíciles
- Los modelos CP10 y CP100 son autoclavables
- En rack y sueltas, según los modelos
- Exentos de RNasa, DNasa, DNA, y proteasas para los modelos estériles

Volumen (µl)	Tipo	Para Microman	Ref.	Estéril	En rack	Unid./ caja	€/ caja
1 - 10	CP10	M10	**066116**	No	Sí	960	**NC -**
	CP10ST	M10	**066118**	Sí	Sí	960	**NC -**
3 - 25	CP25	M25	**067494**	No	Sí	960	**NC -**
20 - 50	CP50	M50	**067495**	No	Sí	960	**NC -**
10 - 100	CP100	M100	**066122**	No	Sí	960	**NC -**
	CP100ST	M100	**066124**	Sí	Sí	960	**NC -**
50 - 250	CP250	M250	**067496**	No	Sí	960	**NC -**
100 - 1000	CP1000	M1000	**066414**	No	Sí	182	**NC -**
	CP1000ST	M1000	**066222**	Sí	Sí	182	**NC -**



CP1000 en rack



Micropipeta de desplazamiento positivo Acura® capillar 846

- Forma afilada, apoyo de dedo ergonómico
- Activación flexible del pistón
- Selección fiable de los volúmenes, cada pipeta dispone de 5 volúmenes fijos fácilmente seleccionados
- Código de color en la pipeta, el pistón y el tubo capilar
- Pistón de acero inoxidable/PTFE

Micropipeta Acura® capillar 846			Tubos capilares			Pistones de recambio		
Ref.	Volumen (µl)	€	Ref	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
061945	1-2-4-5	**NC -**	**061241**	200	**NC -**	**061246**	5	**NC -**
061946	5-10-15-20-25	**NC -**	**061242**	200	**NC -**	**061247**	5	**NC -**
061947	10-20-30-40-50	**NC -**	**061243**	200	**NC -**	**061248**	5	**NC -**
061948	60-75-80-90-100	**NC -**	**061244**	200	**NC -**	**061249**	5	**NC -**
061949	100-120-150-175-200	**NC -**	**061245**	100	**NC -**	**061250**	5	**NC -**

Soporte

Ref.	Descripción	€
061257	Soporte para 3 micropipetas	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB